



BioClean-C™ Schürze mit Ärmeln BCAS

Leichte, unsterile Schutzschürze zum Schutz vor verschiedenen Chemotherapeutika

- **Gesicherter Schutz:** Die BioClean-C™ Schürze mit Ärmeln BCAS wurde nach der Permeationsnorm ASTM F739-12 getestet und gewährleistet persönlichen Schutz vor verschiedenen Chemotherapeutika.
- **Geringeres Gewicht und geringeres Kontaminationsrisiko:** Dank des CleanTough™-Materials ist diese Sicherheitsschürze leicht und fusselarm und reduziert so das Kontaminationsrisiko.
- **Erhöhte Stärke:** Ausgestattet mit einem Schutzband und ultraschallverschweißt, ist diese gegen zytotoxische Medikamente resistente Arbeitsschürze zudem robust und zuverlässig
- **Verbesserte Passform und Einstellbarkeit:** Mit einem verstellbaren Nackenverschluss und Bindebändern auf der Rückseite ermöglicht diese chemikalienbeständige Schürze eine bequeme und einheitliche Passform.



Key Features and Benefits

- **Permeationsstandard ASTM F739-12:** Schutz vor zytotoxischen Medikamenten
- **CleanTough™-Material:** Fusselarm, leicht, reduzierte Verschmutzung
- **Mit Ultraschall verschweißte Nähte:** erhöhte Festigkeit und Schutz

Industrien

- Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche
- Produktion und Herstellung
- Labor und Forschung





BioClean-C™ Schürze mit Ärmeln BCAS

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	Polyethylen/Polypropylenlaminatvlies
Farbe	Blau
Prüfungsstandards	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Normen	ASTM F739, CE 0598, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 9073-4, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Kategorie III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, UKCA
Verpackung Übersicht	<p>One piece per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 40 outer bags per lined carton (40 pieces).</p> <p>More sustainable packaging: Packed in recyclable plastic packaging and delivered in recycled
cardboard shipper cases. Inner and outer bags and liner are made from polyethylene (PE)
based film. Always check your local recyclable status as these materials may not be
considered suitable for recycling in your location.</p>
Reinraumklasse	ISO-Klasse 4
Haltbarkeit	5 years
Konstruktion	Ultrasonically bonded sleeve seams with protective tape & 100% polyester cuffs.
Eigenschaften	Geringe Partikelfreisetzung

TESTERGEBNISSE DER PARTIKELABGABE

TEST	ERGEBNIS	KATEGORIE (IEST-RP-CC003.3)
Partikelabgabe (Helmke-Drum-Test)	(≥ 0,5 Qm (Zählungen/Min.) <1700	Kategorie I

ERGEBNIS DER PRÜFUNG NACH ASTM F739-12

MEDIKAMENT	Durchschnittliche Durchbruchzeit (DDZ), Minuten Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATIN	>480
CARMUSTIN	>480
CYCLOPHOSHAMID	>480
DOXORUBICINHYDROCHLORID	>480
5-FLUOROURACIL	>480
METHOTREXAT	>480
ETOPOSID	>480
PACLITAXEL	>480
THIOTEPA	>456

Die Ergebnisse wurden unter Laborbedingungen von einem externen Testlabor erzielt. *Bei Bioclean D und Bioclean 2000 beziehen sich die Ergebnisse für die chemische Permeation auf die Leistung des Gewebes und dienen nur als Referenz. Nähte und Verschlüsse können geringere Durchbruchzeiten haben. Wir empfehlen Kleidung mit versiegelten Nähten, wie z. B. Bioclean-C, die über dem Schutzzanzug getragen wird, um einen zusätzlichen Schutz beim Umgang mit Chemotherapeutika zu gewährleisten.

GRÖSSENTABELLE

BCAS-S: Größe: S, Brustumfang: 84-92cm (33"-36"), Höhe:164-170cm (5'4"-5'6")
BCAS-M: Größe: M, Brustumfang: 92-100cm (36"-39"), Höhe:170-176cm (5'6"-5'9")
BCAS-L: Größe: L, Brustumfang:100-108cm (39"-42"), Höhe:176-182cm (5'9"-6'0")
BCAS-XL: Größe: XL, Brustumfang:108-116cm (42"-45"), Höhe: 182-188cm (6'0"-6'2")



BioClean-C™ Schürze mit Ärmeln BCAS

TESTERGEBNISSE DER MATERIALLEISTUNG

TEST	ERGEBNIS	LEISTUNGSKLASSE	PERFORMANCE STANDARD
Abriebfestigkeit	>10 cycles	1	EN 12947-2
Durchstichfestigkeit	>5 N	1	ISO 13996
Trapezoide Weiterreißfestigkeit in Maschinenquerrichtung (CD)	EN ISO 9073-4	1	EN ISO 9073-4
Trapezoide Weiterreißfestigkeit in Maschinenlaufrichtung (MD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Zugfestigkeit in Maschinenquerrichtung (CD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Zugfestigkeit in Maschinenlaufrichtung (MD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Flüssigkeitspenetration – 30 % H ₂ SO ₄	>90%	3	ISO 6530
Flüssigkeitsabweisung - 10 % NaOH	>90%	3	ISO 6530
Flüssigkeitsabweisung - o-Xylol	>90%	2	ISO 6530
Flüssigkeitsabweisung 1-Butanol	>90%	3	ISO 6530
Flüssigkeitspenetration – 30 % H ₂ SO ₄	<1%	3	ISO 6530
Flüssigkeitspenetration - 10 % NaOH	<1%	3	ISO 6530
Flüssigkeitspenetration - o-Xylol	<1%	3	ISO 6530
Flüssigkeitspenetration - 1-Butanol	<1%	3	ISO 6530
Nahtstärke ¹	>50 N	2	ISO 13935-2

BESTELLINFORMATIONEN

	GRÖSSE	Zytostatika-Schutzschürze mit Ärmeln BioClean-C
BCAS	NACHBESTELLUNGSNUMMER	BCAS-S, BCAS-M, BCAS-L, BCAS-XL

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen

CE 0598



Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

Für spezifische Daten einer Verwendung von Zytostatika-Schutzkleidung siehe Produktvalidierungspaket, oder wenden Sie sich an den Kundendienst von Ansell. Zytostatika-Schutzkleidung muss speziell für die jeweils angewandte Chemikalie ausgewählt werden.

