

# GAMMEX® Non-Latex

SEBÉSZETI KESZTYŰK

## Neoprén, kémiai akcelerátoroktól mentes sebészeti kesztyű a magas fokú allergia elleni védelemért és a nyugalomért

### FŐ JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK:

- Nem latexből készült és 100%-ban mentes a kémiai akcelerátoroktól az I-es típusú latexallergia, a IV-es típusú vegyszerallergia és a bőrzékenység kockázatának kiküszöbölése érdekében
- Hosszított mandzsettahossz az extra védelemért
- Csúszásmentes, sima külső felület a biztonságos műszerkezelésért és a biztos fogásért
- Kórházakban alkalmazott kemoterápiás gyógyszerekhez való használatra és vegyi anyagok széles körére tesztelve\*

\* A kemoterápiás gyógyszerek konkrét átszivárgási időiről és az ajánlásokról érdeklődjön az Ansell Ügyfélszolgálatán.

### A következőhöz ajánlott:

- Nedves felvétel
- I-es típusú latexallergia elleni védelem és a IV-es típusú vegyszerallergia minimalizálása az egészségügyi dolgozóknál vagy a betegeknél
- Kemoterápiás gyógyszerekhez való használatra tesztelve

### ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIÁK

**A.R.T.**  
Pinhole Barrier Technology

**DERMASHIELD™**  
Denning Aid Technology



## GAMMEX® Innováció, amely védi

Az innováció hatására a GAMMEX® sebészeti kesztyűket úgy alakították ki, hogy reagáljanak a sebészeti közösség változó felhasználói igényeire. Az egyedülálló összetétel és a legmodernebb technológiák, az ergonómikus kényelem és a kiváló védelem révén az egészségügyi dolgozók szerte a világon a kezünket bízzák meg.

# GAMMEX® Non-Latex

SEBÉSZETI KESZTYŰK

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

Anyag	Neoprén (polikloroprén)
Púdertartalom	Púdermentes
Szín	Zöld
Vastagság	Standard
Mandzsetta stílusa	Egyenes mandzsetta SureFit technológiával
Kesztyű külső felülete	Sima mikrotextrált felülettel
Kesztyű belső felülete	Polimer bevonat DermaShield technológiával
Allergia-megelőzés	Latex (I-es típusú), vegyszer (IV-es típusú)
Fogásbiztonsági szint	Közepes
Duplakesztyű használatára vonatkozó javaslatok	Külső kesztyű vagy alsó kesztyű
Kemoterápiás gyógyszerekhez való használatra tesztelve	Igen, az ASTM D6978 szabvány szerint Nem szerepel az US FDA 510k-ban
Lyukaktól való mentesség (I. ellenőrzési szint)	0.65 AQL
Steril	Igen
Termékszabványok	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F1670, ASTM F739, EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, ISO 10282, JIS T9107
Csomagolás	50 pár/doboz; 4 doboz per karton/láda; 200 pár per karton/láda
Szavatossági idő	3 év
Tárolási utasítások	Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsuk távol az ózon vagy gyújtóforrástól
Vulkanizálásnál használt kémiai akcelerátorok	Nincs

## RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Méret	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Termékkód	340006055	340006060	340006065	340006070	340006075	340006080	340006085	340006090

Rendelés ügyében vagy további információért forduljon az Ansell képviselőjéhez.

**Észak-Amerika**  
US Tel: 800 952 9916  
CA Tel: 1-844-494-7854  
E-mail: insidesalesus@ansell.com  
Sandel US Tel: 866 764 3327  
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

**Közép- és Dél-Amerika**  
Tel: +52(442) 296 20 50  
E-mail: cslac@ansell.com  
**Brazília**  
Tel: +55-11-3356-3100  
E-mail: luvac.medicas@ansell.com

**Európa, Közel-Kelet és Afrika**  
Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail: info@ansell.eu

**Ázsia és Csendes-óceáni térség**  
Tel: +603 8310 6688  
E-mail: apac.medical@ansell.com

**India**  
Tel: +91 22 38124500  
E-mail: info.india@ansell.com  
**Ausztrália és Új-Zéland**  
Tel: +61 3 9270 7270  
E-mail: protection@ap.ansell.com  
**Kína**  
Tel: +86(21) 3827 5005  
E-mail: infochina@ansell.com