

GAMMEX® Non-Latex

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

Neoprénová chirurgická rukavice bez chemických akceleratorů, pro pokročilou ochranu proti alergiím a klid bez stresu

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI A VÝHODY:

- Bez obsahu latexu a 100% bez chemických akceleratorů, pro snížení rizika alergií typu I na latex, alergií typu IV na chemické látky a citlivosti pokožky
- Prodloužená manžeta pro dodatečnou ochranu
- Jemná protiskluzová vnější povrchová úprava pro bezpečnou manipulaci s nástroji a úchop
- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky a širokým spektrem chemických látek používaných v nemocnicích*

**Informace o době průniku specifického chemoterapeutika a příslušná doporučení poskytne na vyžádání zákaznická služba společnosti Ansell.*


Doporučeno pro

- Navlékání za vlhka
- Ochrana před alergií na latex typu I a minimalizace alergií na chemický typ IV u zdravotních pracovníků nebo u pacientů
- Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

A.R.T.
Pinhole Barrier Technology

DERMASHIELD™
Denning Aid Technology



GAMMEX® Inovace, která chrání

Chirurgické rukavice GAMMEX® byly vytvořeny jako inovace a navrženy jako odpověď na vyvíjející se potřeby komunity chirurgů. Zdravotníci z celého světa svěrují své ruce nám díky našim jedinečným materiálům a špičkovým technologiím, ergonomickému pohodlí a vynikající ochraně.

GAMMEX[®] Non-Latex

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

INFORMACE O PRODUKTU

Materiál	Neopren (polychloropren)
Obsah ve formě prášku	Nepudrované
Barva	Zelená
Tloušťka	Norma
Provedení manžety	Rovná s použitím technologie SUREFIT™
Vnější povrch rukavic	Hladké s povrchovou mikrotexturou
Vnitřní povrch rukavic	Potaženo polymerem s použitím technologie DERMASHIELD™
Prevence alergie	Latex (typ I), chemická látka (typ IV)
Citlivost úchopu	Střední
Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic	Vnější rukavice nebo vnitřní rukavice
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 (neuvedeno v US FDA 510K)
Osvobození z děr (úroveň inspekce I)	0.65 AQL
Sterilní	Ano
Produktové normy	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F1670, ASTM F739, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Normy pro kvalitu / životní prostředí	EN 556, ISO 11137-Část 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Balení	50 párů v boxu; 4 boxy na karton/krabici; 200 párů na karton/krabici
Životnost při uskladnění	3 roky
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Chemické akcelerátory vulkanizace	Žádný

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Produktový kód	340006055	340006060	340006065	340006070	340006075	340006080	340006085	340006090

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika
Tel. USA: 800 952 9916
Tel. CA: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel Tel USA: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Střední a Jižní Amerika
Tel.: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazílie
Tel.: +55-11-3356-3100
E-mail: luvac.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asie/Pacifik
Tel.: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Indie
Tel.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Austrálie a Nový Zéland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com
Čína
Tel.: +86(21) 3827 5005
E-mail: infochina@ansell.com