

# GAMMEX® Non-Latex

GUANTI CHIRURGICI

**Guanto chirurgico in neoprene, senza acceleratori chimici, per offrire una protezione avanzata contro le allergie e la relativa serenità**

#### VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- 100% non lattice e senza acceleratori chimici, per eliminare il rischio di allergie al lattice (Tipo I) ed a ridurre al minimo sensibilizzazioni cutanee ed allergie alle sostanze chimiche (Tipo IV)
- Polsino allungato per maggiore protezione
- Finitura esterna, liscia, antiscivolo per manipolazione e presa sicure degli strumenti
- Il guanto è stato sottoposto a test per uso con farmaci chemioterapici ed un'ampia gamma di sostanze chimiche utilizzate negli ospedali\*

*\*Contattare il Servizio Clienti Ansell per raccomandazioni specifiche ed i tempi di permeazione dei farmaci chemioterapici.*

#### Consigliato per

- Calzare i guanti con le mani umide
- Protezione di operatori sanitari o pazienti dall'allergia al lattice di Tipo I e riduzione al minimo delle allergie chimiche di Tipo IV
- Testati per uso con farmaci chemioterapici

#### TECNOLOGIE INTEGRATE

**A.R.T.**  
Pinhole Barrier Technology

**DERMASHIELD™**  
Donning Aid Technology



## GAMMEX® Innovazione che protegge

Frutto di innovazione, i guanti chirurgici GAMMEX® sono realizzati per rispondere alla continua evoluzione delle esigenze del personale chirurgico. Grazie a formulazioni uniche e tecnologie d'avanguardia, comfort ergonomico e protezione superiore, gli operatori sanitari di tutto il mondo affidano le loro mani alle nostre.

# GAMMEX® Non-Latex

GUANTI CHIRURGICI

## INFORMAZIONE PRODOTTO

<b>Materiale</b>	Neoprene (Policloroprene)
<b>Contenuto di polvere</b>	Senza polvere
<b>Colore</b>	Verde
<b>Spessore</b>	Standard
<b>Modello di polso</b>	Dritto con SUREFIT™ Technology
<b>Superficie esterna del guanto</b>	Liscia con finitura microtesturizzata
<b>Superficie interna guanto</b>	Polimero rivestito con DERMASHIELD™ Technology
<b>Prevenzione dalle allergie</b>	Lattice (Tipo I), sostanze chimiche (Tipo IV)
<b>Livello di presa</b>	Moderato
<b>Raccomandazione doppia calzata</b>	Guanto esterno o sottoguanto
<b>Testati per uso con farmaci chemioterapici</b>	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 (non in elenco in US FDA 510k)
<b>Libertà dai buchi (livello di ispezione I)</b>	0.65 AQL
<b>Sterile</b>	Sì
<b>Norme sui prodotti</b>	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F1670, ASTM F739, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
<b>Norme di qualità/ambientali</b>	EN 556, ISO 11137 Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
<b>Confezionamento</b>	50 paia per scatola; 4 scatole per cartone/scatolone; 200 paia per cartone/scatolone
<b>Durata</b>	3 anni
<b>Istruzioni per la conservazione</b>	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
<b>Acceleranti chimici di vulcanizzazione</b>	Nessuna

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
<b>Codice prodotto</b>	340006055	340006060	340006065	340006070	340006075	340006080	340006085	340006090

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

**Nord America**  
 US Tel: 800 952 9916  
 CA Tel: 1-844-494-7854  
 E-mail: insidesalesus@ansell.com  
 Sandel US Tel: 866 764 3327  
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

**America Centrale & Sud America**  
 Tel: +52(442) 296 20 50  
 E-mail: csac@ansell.com  
**Brasile**  
 Tel: +55-11-3356-3100  
 Email: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Medio Oriente ed Africa**  
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
 E-mail: info@ansell.eu

**Asia Pacifico**  
 Tel: +603 8310 6688  
 Email: apac.medical@ansell.com

**India**  
 Tel: +91 22 38124500  
 Email: info.india@ansell.com  
**Australia e Nuova Zelanda**  
 Tel: +61 3 9270 7270  
 Email: protection@ap.ansell.com  
**Cina**  
 Tel: +86(21) 3827 5005  
 Email: infochina@ansell.com