

# GAMMEX® Non-Latex

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

## Chirurgische handschoen in neopreen zonder chemische versnellers voor geavanceerde allergiebescherming en gemoedsrust

### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Non-latex om het risico op een Type I-latexallergie te elimineren en 100% zonder chemische versnellers om het risico op een Type IV chemische allergie of huidovergevoeligheid te minimaliseren
- Lange manchet voor betere bescherming
- Slipwerende gladde buitenafwerking voor een sterke, vaste greep op instrumenten
- Deze handschoen is getest voor gebruik met middelen voor chemotherapie en een hele reeks chemicaliën die in ziekenhuizen worden gebruikt\*

*\* Neem contact op met de Klantendienst van Ansell voor specifieke permeatietijden van geneesmiddelen voor chemotherapie en aanbevelingen.*

### Aanbevolen voor

- Vochtig aantrekken
- Zorgmedewerkers of patiënten beschermen tegen type I-allergie en type IV-allergie voor chemische stoffen minimaliseren
- Goedgekeurd voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie

### GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN

**A.R.T.**  
Pinhole Barrier Technology

**DERMASHIELD™**  
Denning Aid Technology



## GAMMEX® Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX®-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

# GAMMEX<sup>®</sup> Non-Latex

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

## PRODUCTINFORMATIE

<b>Materiaal</b>	Neopreen (polychloropreen)
<b>Poedergehalte</b>	Poedervrij
<b>Kleur</b>	Groen
<b>Dikte</b>	Norm
<b>Manchetstijl</b>	Recht, met SUREFIT™ Technology
<b>Extern handschoenoppervlak</b>	Glad, afgewerkt met microreliëf
<b>Intern handschoenoppervlak</b>	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
<b>Allergiepreventie</b>	Type I-latexallergie, type IV-chemicaliënallergie
<b>Mate van grip</b>	Gemiddeld
<b>Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen</b>	Buithandschoenen of onderhandschoenen
<b>Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen</b>	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
<b>Vrijheid van gaten (inspectieniveau I)</b>	0.65 AQL
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Productnormen</b>	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F1670, ASTM F739, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
<b>Kwaliteit/milieunormen</b>	EN 556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
<b>Verpakking</b>	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
<b>Houdbaarheidstermijn</b>	3 jaar
<b>Bewaarinstructies</b>	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
<b>Chemische vulkanisatieversnellers</b>	Geen

## BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
<b>Productcode</b>	340006055	340006060	340006065	340006070	340006075	340006080	340006085	340006090

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

**Noord-Amerika**  
 VS Tel.: 800 952 9916  
 CA Tel: 1-844-494-7854  
 E-mail: insidesalesus@ansell.com  
 Sandel VS Tel: 866 764 3327  
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

**Central & South America**  
 Tel: +52 (442) 296 20 50  
 E-mail: cslac@ansell.com  
**Brazil**  
 Tel: +55-11-3356-3100  
 E-mail: luvas.medicas@ansell.com

**Europe, Middle East & Africa**  
 Tel: +32 (0)2 528 74 00  
 E-mail: info@ansell.eu

**Asia Pacific**  
 Tel: +603 8310 6688  
 E-mail: apac.medical@ansell.com

**India**  
 Tel: +1 800.952.9916  
 E-mail: info.india@ansell.com  
**Australia & New Zealand**  
 Tel: +61 3 9270 7270  
 E-mail: protection@ap.ansell.com  
**China**  
 Tel: +86(21) 3827 5005  
 Email: infochina@ansell.com