

GAMMEX® Non-Latex

C E R R A H İ E L D İ V E N L E R

İleri düzey alerji koruması ve zihin ferahlığı için kimyasal hızlandırıcı içermeyen neopren cerrahi eldiven

BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI:

- Lateks Tip I riskini ortadan kaldırmak ve kimyasal IV Tip alerjileri ve cilt hassasiyetlerini en aza indirmek için lateks içermez ve %100 kimyasal hızlandırıcı içermez
- Ekstra koruma için artırılmış manşet uzunluğu
- Enstrümanları güvenli bir biçimde tutmak ve kavramak için kaymaz, pürüzsüz dış yüzey
- Kemoterapi ilaçları ve hastanelerde kullanılan çok çeşitli kimyasallar ile birlikte kullanım için test edilmiştir*

**Spesifik kemoterapi ilaç nüfuz etme süreleri ve tavsiyeler için Ansell Müşteri Hizmetlerine başvurunuz.*

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Nemli ele takma
- Sağlık çalışanlarının veya hastaların lateks Tip I alerjisinden korunması ve kimyasal Tip IV alerjilerin minimize edilmesi
- Kemoterapi ilaçlarıyla kullanım için test edilmiştir

ÖNE ÇIKAN TEKNOLOJİLER

A.R.T
Pinhole Barrier Technology

DERMASHIELD™
Denning Acid Technology



GAMMEX® Koruyan Yenilik

Yenilikçilikten yola çıkarak GAMMEX® cerrahi eldivenleri, cerrahi topluluğun gelişen kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Eşsiz formülasyonlar ve en son teknolojiler, ergonomik rahatlık ve üstün koruma özellikleri ile dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanları ellerine güveniyor.

GAMMEX® Non-Latex

CERRAHİ ELDİVENLER

ÜRÜN BİLGİLERİ

Malzeme	Neopren (Polikloropren)
Pudra İçeriği	Pudrasız
Renk	Yeşil
Kalınlık	Standart
Maşet Stili	SureFit Teknolojili düz maşet
Eldiven Dış Yüzeyi	Mikro Dokulu Kaplamalı Pürüzsüz
Eldiven İç Yüzeyi	DermaShield Teknolojisiyle polimer kaplamalı
Alerji Önleme	Lateks (Tip I), Kimyasal (Tip IV)
Kavrama Düzeyi	Orta
Çift Kat Eldiven Kullanımı Tavsiyesi	Dış eldiven veya iç eldiven
Kemoterapi İlaçlarıyla Kullanım İçin Test Edilmiştir	Evet, ASTM D6978 uyarınca gerçekleştirilmiştir, ABD FDA 510k'da listelenmemiştir
Deliklerden Özgürlük (Muayene seviyesi I)	0.65 AQL
Steril	Evet
Ürün Standartları	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F1670, ASTM F739, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Ambalajlama	Her kutuda 50 çift; Her karton/kolide 4 kutu; Her karton/kolide 200 çift
Raf Ömrü	3 yıl
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	Yok

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ürün Kodu	340006055	340006060	340006065	340006070	340006075	340006080	340006085	340006090

Sipariş vermek veya daha ayrıntılı bilgi edinmek için Ansell temsilcinizle görüşünüz.

Kuzey Amerika
ABD Tel: 800 952 9916
KA Tel: 1-844-494-7854
E-posta: insidesalesus@ansell.com
Sandel ABD Tel: 866 764 3327
Sandel E-posta: sandel-cs@ansell.com

Orta ve Güney Amerika
Tel: +52(442) 296 20 50
E-posta: cslac@ansell.com
Brezilya
Tel: +55-11-3356-3100
E-posta: luvas.medicas@ansell.com

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-posta: info@ansell.eu

Asya Pasifik
Tel: +603 8310 6688
E-posta: apac.medical@ansell.com

Hindistan
Tel: +91 22 38124500
E-posta: info.india@ansell.com
Avustralya ve Yeni Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
E-posta: protection@ap.ansell.com
Çin
Tel: +86(21) 3827 5005
E-posta: infochina@ansell.com