

# SANDEL® STAT-BLOC™ シーツ

手術室準備（ターンオーバー）製品

## 器機を保護し、患者への接触面を清潔に保つのに役立つ単回使用の抗菌カバー

STAT-BLOC の抗菌手術台シートは 3 層構造の保護性能:

1. キルト地の通気性のある表層が水分を吸収し、しわを最小限に抑えます
2. 最大限に液体を保持する高濃度の超吸収性ポリマー (SAP)
3. 独自の抗菌技術したを施した遮水の裏地が、手術台を液体から保護します

STAT-BLOC™ 抗菌手台カバー:

- 安全性を強化するデュアルストラップ
- 床への落下による汚染を防止する固定帯

STAT-BLOC™ 抗菌ヘッドレストカバー:

- ほとんどの標準的な頭部固定具にフィット
- 完全にカバーする一体型フラップ

STAT-BLOC™ 抗菌足掛け台カバー:

- ほとんどの足掛け台に対応するユニバーサルデザイン


### 特徴とメリット

- 抗菌シートの殺菌効果については、MRSA<sup>1</sup>、大腸菌<sup>1</sup>、CRE<sup>1</sup>、COVID-19<sup>2</sup> に対する試験データがあります
- 抗菌シートは、細菌の移動に対する防護性能があり、シートでのコロニー化を防ぐことが検証されました<sup>3</sup>
- 一般的な再利用可能なリネンに比べて、手術室にもたらされるリントの量を減らすことができます

### 特徴的技術



➤ [ansell.com/STAT-BLOC](https://ansell.com/STAT-BLOC)



## SANDEL® 予期せぬ事態に備える

臨床現場の専門家と共同開発された SANDEL 製品は、医療現場でリスクの高い分野における問題に対処することを目的としています。これらの革新的な安全管理製品により、医療従事者は患者のアウトカムを向上しながら安全に仕事をすることができます。

# SANDEL® STAT-BLOC™ シーツ

手術室準備（ターンオーバー）製品

## 清潔さを保ち患者の移乗補助を目的とした単回使用リフトシート

### SANDEL リフトシート

- 手術台シートによって液体を吸収させるため、液体の透過を可能にする親水性
- ウェット環境でもドライ環境<sup>4</sup>でも耐荷重 450kg

製品番号	製品名	説明	パッケージ	ケース入数
AS-30-QZ	STAT-BLOC™ ベッドシート 30	単回使用の抗菌吸収性手術台シート (76 x 101 cm)	1 ケースあたり 50 枚入	50
AS-60-QZ	STAT-BLOC™ ベッドシート 60	単回使用の抗菌吸収性手術台シート (152 x 101 cm)	1 ケースあたり 50 枚入	50
AS-92-QZ	STAT-BLOC™ ベッドシート 90	単回使用の抗菌吸収性手術台シート (228 x 101 cm)	1 ケースあたり 20 枚入	20
AS-92-QZF	STAT-BLOC™ ベッドシート 90 フィットタイプ	単回使用の抗菌吸収性手術台シート (228 x 101 cm) フィットタイプ	1 ケースあたり 20 枚入	20
AS-100-QZ	STAT-BLOC™ ベッドシート 100	単回使用の抗菌吸収性手術台シート (254 x 101 cm)	1 ケースあたり 20 枚入	20
ABC-10	STAT-BLOC™ アームボードカバー	単回使用の抗菌アームボードカバー (固定帯 2 本付き・33 x 71 cm)	1 袋あたり 20 枚入: 1 ケースあたり 10 袋入	200
HR-10	STAT-BLOC™ ヘッドレストカバー	単回使用の抗菌ヘッドレストカバー (38 x 38 cm)	1 袋あたり 25 枚入: 1 ケースあたり 10 袋入	250
SC-01	STAT-BLOC™ 足掛け台カバー	単回使用の抗菌足掛け台カバー (50 x 76 cm)	1 袋あたり 20 枚入: 1 ケースあたり 10 袋入	200
LFS-66	リフトシート	単回使用のリフトシート (86 x 168 cm)	1 袋あたり 5 枚入: 1 ケースあたり 10 袋入	50



AS-92-AZ



HR-10



ABC-10



SC-01



LFS-66

### 参考文献:

- 1 社内データ:患者の安全を目的とした環境保護を提供する STAT-BLOC™ 手術台シートを用いた抗菌保護
- 2 社内データ:コロナウイルス対応時のSTAT-BLOC™手術台シートの殺ウイルス特性に関する試験の概要
- 3 社内データ: 臨床的有用性試験の報告:さまざまな手術台カバーを使用した場合の汚染面から患者に見立てた代用物への細菌移動に関する評価
- 4 社内データ: 試験の報告:SANDEL®リフトシートの強度

▶ ご注文または製品の詳細については、お近くのアンセル代理店にお問い合わせください。

北米  
電話(アメリカ):866-764-3327  
818-534-2500  
メール:sandel-cs@ansell.com

中南米およびカリブ諸島  
電話:+52(442) 296 20 50  
メール:cslac@ansell.com  
電話(ブラジル):+55-11-3356-3100  
メール(ブラジル):luvas.medicas@ansell.com

ヨーロッパ、中東、アフリカ  
電話:+32 (0)2 528 74 00  
メール:info@ansell.eu

アジア太平洋  
電話:+603 8310 6688  
メール:apac.medical@ansell.com  
日本  
電話:+81 (0)3 5549 8151  
メール:info.medical.jp@ansell.com

オーストラリアおよびニュージーランド  
電話:+61 3 9270 7270  
メール:protection@ap.ansell.com