

# GAMMEX® PI Hybrid Micro

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

## Chirurgické rukavice ze směsi polyizoprenu a neoprenu vyrobené s technologií HYBRID™ Synthetic Blend poskytují pohodlí, odolnost a zvýšenou dotykovou citlivost pro precizní výkon

- **Větší komfort a odolnost:** Kombinace polyizoprenu a neoprenu zajišťuje pohodlí jako u rukavic z latexu a zvyšuje odolnost
- **Větší dotyková citlivost:** Rukavice GAMMEX® PI Hybrid Micro jsou až o 24 % tenčí než standardní nelatexové chirurgické rukavice Ansell a nabízejí výjimečnou úroveň dotykové citlivosti a obratnosti při jemných zákrocích vyžadujících maximální přesnost
- **Možnost použití dvou vrstev rukavic:** Tato hnědá mikrorukavice je vhodná buď jako vnější rukavice, nebo jako vnitřní rukavice při použití dvou vrstev rukavic pro snadnou detekci jejich porušení
- **Menší riziko alergie:** Tento syntetický kombinovaný materiál eliminuje riziko alergie na latex typu I a neobsahuje zinek 2-merkaptobenzothiazol (ZMBT-free), difenylguanidin (DPG-free) a cetylpyridiniumchlorid (CPC-free), aby se minimalizovalo riziko alergií vyvolaných chemikáliemi typu IV a citlivosti na tyto chemické urychlovače

### Doporučeno pro

- Všechny operace a zvláště ty, které vyžadují precizní výkon, vysokou citlivost a pohyblivost, například oftalmologická, mikro- a kardiovaskulární chirurgie
- Ochrana před alergií na latex typu I a minimalizace alergií na chemický typ IV u zdravotních pracovníků nebo u pacientů
- Při nošení dvojích rukavic použijte jako vnitřní rukavici

### POUŽITÉ TECHNOLOGIE



## GAMMEX® Inovace, která chrání

Chirurgické rukavice GAMMEX® byly vytvořeny jako inovace a navrženy jako odpověď na vyvíjející se potřeby komunity chirurgů. Zdravotníci z celého světa svěřují své ruce nám díky našim jedinečným materiálům a špičkovým technologiím, ergonomickému pohodlí a vynikající ochraně.

# GAMMEX® PI Hybrid Micro

CHIRURGICKÉ RUKAVICE

## INFORMACE O PRODUKTU

|   |   |
|---|---|
| <b>Materiál</b>   | PI (Polyisopren), Neopren (polychloropren)  |
| <b>Obsah ve formě prášku</b>                                | Nepudrované   |
| <b>Barva</b>  | Hnědá   |
| <b>Tloušťka</b>   | Norma   |
| <b>Provedení manžety</b>                                    | Zesílený okraj s použitím technologie SUREFIT™  |
| <b>Vnější povrch rukavic</b>                                | Hladké s povrchovou mikrotexturou   |
| <b>Vnitřní povrch rukavic</b>                               | Potaženo polymerem s použitím technologie DERMASHIELD™  |
| <b>Prevence alergie</b>                                     | Latex (typ I)   |
| <b>Citlivost úchopu</b>                                     | Střední   |
| <b>Doporučení ohledně nošení dvojích rukavic</b>            | Vnější rukavice nebo vnitřní rukavice   |
| <b>Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky</b> | Ano, v souladu s ASTM D6978 (neuvedeno v US FDA 510K)   |
| <b>Osvobození z děr (úroveň inspekce I)</b>                 | Výroba konečné verze: 0,65 (kontrolní úroveň GI)  |
| <b>Sterilní</b>   | Ano   |
| <b>Produktové normy</b>                                     | AS/NZS 4179, ASTM D3577, EN 16523-1, EN 420:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107   |
| <b>Normy pro kvalitu / životní prostředí</b>                | EN 556, ISO 11137-Část 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001  |
| <b>Balení</b>   | 50 párů v boxu; 4 boxy na karton/krabici; 200 párů na karton/krabici  |
| <b>Životnost při uskladnění</b>                             | 3 roky  |
| <b>Pokyny pro skladování</b>                                | Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení               |
| <b>Chemické akcelerátory vulkanizace</b>                    | Dibutyldithiokarbamát zinečnatý (ZDBC), Diethyldithiokarbamát zinečnatý (ZDEC), Di-n-butyldithiokarbamát sodný (SDBC), Xantogenní polysulfidy |

## INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

| Velikost              | 5.5       | 6         | 6.5       | 7         | 7.5       | 8         | 8.5       | 9         |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Produktový kód</b> | 340002055 | 340002060 | 340002065 | 340002070 | 340002075 | 340002080 | 340002085 | 340002090 |

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

**Severní Amerika**  
Tel. USA: 800 952 9916  
Tel. CA: 1-844-494-7854  
E-mail: insidesalesus@ansell.com  
Sandel Tel USA: 866 764 3327  
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

**Střední a Jižní Amerika**  
Tel.: +52(442) 296 20 50  
E-mail: cslac@ansell.com  
**Brazílie**  
Tel.: +55-11-3356-3100  
E-mail: luvac.medicas@ansell.com

**Evropa, Blízký východ a Afrika**  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail: info@ansell.eu

**Asie/Pacifik**  
Tel.: +603 8310 6688  
E-mail: apac.medical@ansell.com

**Indie**  
Tel.: +91 22 38124500  
E-mail: info.india@ansell.com  
**Austrálie a Nový Zéland**  
Tel.: +61 3 9270 7270  
E-mail: protection@ap.ansell.com  
**Čína**  
Tel.: +86(21) 3827 5005  
E-mail: infochina@ansell.com