

Osobní ochrana očí

LÉKAŘSKÉ OBLIČEJOVÉ MASKY

Chrání oči před potřísněním, postříkem nebo rozstříkáváním tekutin, jež mohou být dráždivé či škodlivé pro oči nebo potenciálně infekční pro uživatele.

Jednorázová řešení pro ochranu očí lze snadno měnit mezi jednotlivými případy pro ochranu zdravotnických pracovníků v situacích s výskytem infekcí.

- Poskytuje bariérová řešení, která pomáhají pečovatелům chránit pacienty
- Pomáhá splnit bezpečnostní protokoly prostřednictvím dosažitelnosti v místě péče

Lze ji snadno uložit do plastového držáku namontovaného na zeď (prodává se odděleně) nebo umístěného na polici, pokud montáž na zeď není možná

- Nízká hmotnost a barevné obroučky s kvalitními zorníky zajišťující ostrost vidění

Ideální pro použití na operačních sálech, pracovištích pohotovosti, v porodnictví, na oddělení popálenin, při dialýzách, dentálních zákrocích aj.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY

- Poskytuje celkové řešení bariérové ochrany: pomáhá pečovatелům, kteří tak mohou chránit pacienty
- Pomáhá splnit bezpečnostní protokoly prostřednictvím dosažitelnosti v místě péče
- Lze ji snadno uložit do plastového držáku namontovaného na zeď (prodává se odděleně) nebo umístěného na polici, pokud montáž na zeď není možná
- Nízká hmotnost – 8,5 gramů
- 10 barevných variant obrouček

DOPORUČENO PRO

- Prevence rizika křížové kontaminace
- Zvýšení kontroly infekcí

Osobní ochrana očí

LÉKAŘSKÉ OBLIČEJOVÉ MASKY



popis produktu

Barva

Žlutá, Bílá, Nebeská modř, Červená, Fialová, Růžová, Zelená

VÝROBNÍ A BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY

Sledování šarže

Ano

Opakovaně použitelné	Ne, produkt na jedno použití, pro jediného pacienta
Resterilizace	Nepoužije se
Hmotnost	Kompletní ochrana očí: 8,5 gramů
Standardy	EN 166:2001, ISO 13485:2003, ISO 9001:2008

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Počet v krabicích	, , ,
Životnost při uskladnění	5 let
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení

ORDERING INFORMATION

Item Number	Product Name	Description	Packaging	Case Quantity
7003	Věžový držák na zásobník TIDI®	Věžový držák na zásobník pro oční krytí Chránič očí TIDI® Grab 'n Go – akrylový držák na zed/stůl pro použití s produktem 9210A-100	2 kusy v krabici	2
9210-250DSP	Zásobník zorníků TIDI® Assemble 'n Go™	Zásobník zorníků Assemble 'n Go™ obsahuje pouze zorníky pro použití s obroučkami 9211-400	250 kusů v krabici	250
9210A-100	Chránič očí TIDI® Grab 'n Go™	Chránič očí TIDI® Grab 'n Go™ Dvoudílný TIDI Tower (obroučky + zorníky); kompletuje se ve věžovém držáku	25 kusů/box, 4 boxy v krabici	100
9211-400	Zásobník obrouček TIDI® Assemble 'n Go™	Zásobník obrouček Assemble 'n Go™ obsahuje pouze obroučky – pro kompletaci se zorníky 9210	100 kusů/box, 4 boxy v krabici	400

9210A-100; 7003; 9210-250; 9211-400

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika
Tel: (866) 764-3327
E-mail: sandel-cs@ansell.com
Tel. USA: 800 952 9916
Tel. CA: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com

Latinská Amerika a Karibik
Tel: +52(442) 296 20 50
E-mail: cstlac@ansell.com
Tel. Brazílie: +55 11 3356 3100
E-mail Brazílie: luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asie/Pacifik
Tel: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Austrálie a Nový Zéland
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com

Ansell® a™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking.
© 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

ansell.com