

ENCORE® Latex Underglove

OPERATIONSHANDSKER

Pudderfri latexunderhandsker, designet til dobbelthandsker under kirurgiske procedurer

- **Forbedret sikkerhed:** ENCORE® Latex Underglove har en kirurgisk grøn farve, der står i kontrast til de fleste yderhandsker og gør det lettere at opdage brud på handskerne.
- **Forbedret komfort og hydrering:** Disse pudderfri latexhandsker har også en indvendig belægning, designet med HYDRASOFT™ Skin Moisturizing Technology**, der holder på fugten og genfugter huden.
- **Ubesværet at tage på og af:** DERMASHIELD™-teknologiens indvendige belægning og ydre overflade med lav friktion gør disse sterile handsker nemme og behagelige at tage på og af under tørre og fugtige forhold, hvilket letter dobbelthandskebrug og intraoperative skift.



**indeholder glycerol og dimethicone fugtighedsbevarende midler

FORSIGTIG: Sikker brug af disse handsker af latexsensitive personer er ikke fastslået - dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.

Anbefales til

- Al kirurgi, specielt ortopædiske indgreb og traume- og hjerteindgreb med høj risiko
- Fugtig påtagning
- Nemt at se huller i handsken
- Brug som underhandske, når der anvendes dobbelte handsker

ANVENDTE TEKNOLOGIER



ENCORE®

ENCORE® Latex Underglove

OPERATIONSHANDSKER

PRODUKTOPLYSNINGER

Materiale	Naturgummilatex
Pulverindhold	Upudret
Farve	Grøn
Tykkelse	Micro
Manchetstil	Rullet med SureFit-teknologi
Udvendig handskeoverflade	Glat med mikropræget overflade
Indvendig handskeoverflade	Coated med HydraSoft™ teknologi
Forebyggelse af allergi	Ingen
Grebniveau	Lav
Anbefaling om dobbelt handske	Underhandske
Testet for brug med cytostatika	Ja i overensstemmelse med ASTM D6978 (ikke angivet i US FDA 510k)
Frihed fra huller (inspektionsniveau I)	0,65 AQL
Steril	Ja
Produktstandarder	ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Kvalitets-/miljøstandarder	EN 556, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Emballage	50 par i hver æske; 4 æsker i hver kasse; 200 par i hver kasse
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC), Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC)

BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Produktkode	330113055	330113060	330113065	330113070	330113075	330113080	330113085	330113090

Kontakt din Ansell-repræsentant, hvis du vil bestille eller ønsker flere oplysninger.

Nordamerika
Tlf. i USA: 800 952 9916
Tlf. i Canada: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel USA Tlf: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Mellem- og Sydamerika
Tlf.: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brasilien
Tlf.: +55-11-3356-3100
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Mellemøsten og Afrika
Tlf.: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asien og Stillehavsområdet
Tlf.: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Indien
Tlf.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Australien og New Zealand
Tlf.: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com
Kina
Tlf.: +86(21) 3827 5005
E-mail: infochina@ansell.com