

# GAMMEX® Latex-handske-i-handske™-system

OPERATIONSHANDSKER

## Inder- og yderhandsker af latex er påsat og klar til dobbelthandsker i et enkelt trin.

- **Uovertruffen bekvemmelighed ved dobbelthandskebrug:** Dette system sparer halvdelen af påtagningstiden og fjerner frustrationen ved at tage to handsker på hver for sig, da både de indre og ydre handsker er påsat på forhånd og justeret ved fingerspidserne, så man kan tage to handsker på i et enkelt trin med minimale justeringer.
- **Miljøvenlig:** Ansell's egenudviklede proces med pre-donning gør det muligt at pakke disse operationshandsker i én indpakning, hvilket reducerer papirforbruget med 50 %.
- **Ekstra greb:** Håndfladen og fingrene på yderhandsken er tekstureret for at give enestående greb, især under våde forhold.
- **Avanceret hydrering:** Ansell's hudfugtighedsteknologi anvendes på indersiden af underhandsken, så hænderne forbliver bløde og hydrerede.
- **Påtagningshjælp:** En unik påtagningshjælpsteknologi gør det nemt at tage inder- og/eller yderhandsken af og på.



**FORSIGTIG:** Det er ikke undersøgt, om latexoverfølsomme personer kan bruge disse handsker uden risiko. Dette produkt indeholder naturgummilætex, der kan forårsage allergiske reaktioner.

## Anbefales til

- Al kirurgi, specielt ortopædiske indgreb og traume- og hjerteindgreb med høj risiko
- Nemt at se huller i handsken

## ANVENDTE TEKNOLOGIER



## GAMMEX® Innovation, der beskytter

Drevet af innovation er GAMMEX® kirurgiske handsker konstrueret til at imødekomme de udviklende brugerbehov i det kirurgiske samfund. Med unikke formuleringer og avancerede teknologier, ergonomisk komfort og overlegen beskyttelse, overdrager sundhedsarbejdere over hele verden deres hænder til vores.

# GAMMEX® Latex-handske-i-handske™-system

OPERATIONSHANDSKER

## PRODUKTOPLYSNINGER

Materiale	Naturgummilatex
Pulverindhold	Upudret
Farve	Natur, Grøn
Tykkelse	Standard
Manchetstil	Rullet med SureFit-teknologi
Udvendig handskeoverflade	Prægede fingre og håndflade
Indvendig handskeoverflade	Coated med HydraSoft™ teknologi
Forebyggelse af allergi	Ingen
Grebniveau	Høj
Testet for brug med cytostatika	Ja i overensstemmelse med ASTM D6978 (ikke angivet i US FDA 510k)
Frihed fra huller (inspektionsniveau I)	0,65 AQL
Steril	Ja
Produktstandarder	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Kvalitets-/miljøstandarder	EN 556, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Emballage	2 par i hver pose; 50 par i hver æske (25 poser); 4 æsker i hver kasse; 200 par i hver æske/kasse (100 poser)
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsanvisninger	Opbevares uden direkte sollys; opbevares på et køligt og tørt sted. Holdes væk fra kilder til ozon eller antændelse
Kemiske vulkaniseringsacceleratorer	Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC), Zinkdibutylidithiocarbamat (ZDBC)

## BESTILLINGSOPLYSNINGER

Størrelse	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Produktkode	330083055	330083060	330083065	330083070	330083075	330083080	330083085	330083090

Kontakt din Ansell-repræsentant, hvis du vil bestille eller ønsker flere oplysninger.

**Nordamerika**  
Tlf. i USA: 800 952 9916  
Tlf. i Canada: 1-844-494-7854  
E-mail: insidesalesus@ansell.com  
Sandel USA Tlf: 866 764 3327  
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

**Mellem- og Sydamerika**  
Tlf.: +52(442) 296 20 50  
E-mail: cs lac@ansell.com  
**Brasilien**  
Tlf.: +55-11-3356-3100  
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Mellemøsten og Afrika**  
Tlf.: +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail: info@ansell.eu

**Asien og Stillehavsområdet**  
Tlf.: +603 8310 6688  
E-mail: apac.medical@ansell.com

**Indien**  
Tlf.: +91 22 38124500  
E-mail: info.india@ansell.com  
**Australien og New Zealand**  
Tlf.: +61 3 9270 7270  
E-mail: protection@ap.ansell.com  
**Kina**  
Tlf.: +86(21) 3827 5005  
E-mail: infochina@ansell.com