

GAMMEX™ Nem latex

SEBÉSZETI KESZTYŰK

A neoprén, vegyszergyorsítómentes műtői kesztyű fejlett allergiavédelmet nyújt

- **Fejlett allergiavédelem:** A GAMMEX™ Non-Latex neoprén műtői kesztyű szintetikus, és kiküszöböli az I. típusú latexallergia kockázatát. Ezek a steril kesztyűk 100%-ban vegyszergyorsítóktól mentesek, és minimalizálják az allergiás kontakt dermatitiszhez vezető allergénnel szembeni érzékenyítés kockázatát.
- **Bizonyított tartósság:** Az erős neoprén kesztyűfólia biztosítja a legszigorúbb eljárásokhoz szükséges kiegészítő kézvédelmet.
- **Magabiztos fogás:** Ezek a steril kesztyűk külső mikrotextrált felülettel rendelkeznek a szilárdabb, magabiztosabb műszerkezelés érdekében.
- **Könnyű felhúzás:** Az Ansell öltözködési segédeszköz technológiája belső polimer bevonatot tartalmaz, amely megkönnyíti a száraz vagy nedves öltözködést.
- **Kemoterápiásan tesztelt:** ASTM D6978 szabvány szerint tesztelt és a kemoterápiás gyógyszerek biztonságos kezelésére ajánlott*.



* A kemoterápiás gyógyszerek konkrét átszivárgási időiről és az ajánlásokról érdeklődjön az Ansell Ügyfélszolgálatán.

A következőhöz ajánlott:

- I-es típusú latexallergia elleni védelem és a IV-es típusú vegyszerallergia minimalizálása az egészségügyi dolgozóknál vagy a betegeknél
- Kemoterápiás gyógyszerekhez való használatra tesztelve
- Nedves felvétel

ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIÁK

 **A.R.T™**
Pinhole Barrier Technology

 **DERMASHIELD™**
Donning Aid Technology



GAMMEX™ Innováció, amely védi

Az innováció hatására a GAMMEX™ sebészeti kesztyűket úgy alakították ki, hogy reagáljanak a sebészeti közösség változó felhasználói igényeire. Az egyedülálló összetétel és a legmodernebb technológiák, az ergonómikus kényelem és a kiváló védelem révén az egészségügyi dolgozók szerte a világon a kezünket bízzák meg.

GAMMEX™ Nem latex

SEBÉSZETI KESZTYŰK

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Anyag	Neoprén
Szín	Zöld
Vastagság	Standard
Kesztyű külső felülete	Sima mikrotextrált felülettel
Kesztyű belső felülete	Polimer bevonat DermaShield technológiával
Fogásbiztonsági szint	Közepes
Duplakesztyű használatára vonatkozó javaslatok	Külső kesztyű vagy alsó kesztyű
Kemoterápiás gyógyszerekhez való használatra tesztelve	Igen, az ASTM D6978 szabvány szerint Nem szerepel az US FDA 510k-ban
Lyukaktól való mentesség (l. ellenőrzési szint)	0.4 AQL
Steril	Igen
Termékszabványok	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F1670, ASTM F739, CE 0493 (PPE) + CE 2797 (MD), EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Minőségbiztosítási/környezetvédelmi szabványok	EN 556, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Csomagolás	50 pár/doboz; 4 doboz per karton/láda; 200 pár per karton/láda
Szavatossági idő	3 years
Tárolási utasítások	Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsuk távol az ózon vagy gyújtóforrástól
Vulkanizálásnál használt kémiai akcelerátorok	Nincs

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Méret	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Termékkód	340006055	340006060	340006065	340006070	340006075	340006080	340006085	340006090

Rendelés ügyében vagy további információért forduljon az Ansell képviselőjéhez.

Észak-Amerika
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel US Tel: 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Közép- és Dél-Amerika
Tel: +52(442) 296 20 50
E-mail: csilac@ansell.com
Brazília
Tel: +55-11-3356-3100
E-mail: luvass.medicas@ansell.com

Európa, Közel-Kelet és Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Ázsia és Csendes-óceáni térség
Tel: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

India
Tel: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Ausztrália és Új-Zéland
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com
Kína
Tel: +86(21) 3827 5005
E-mail: infochina@ansell.com