

# ENCORE® Latex Underglove

GUANTES QUIRÚRGICOS

## Guantes interiores de látex sin polvo, diseñados para el doble enguantado durante procedimientos quirúrgicos.

- **Mayor seguridad:** el guante interior de látex ENCORE® es de color verde quirúrgico, lo que contrasta con la mayoría de los guantes exteriores y facilita la detección de las roturas del guante.
- **Mayor confort e hidratación:** Estos guantes de látex sin polvo también cuentan con un revestimiento interno, diseñado con HYDRASOFT™ Skin Moisturizing Technology\*\*, que retiene la humedad y rehidrata la piel
- **Se pone y se quita sin esfuerzo:** Su revestimiento interior con tecnología DERMASHIELD™ y su superficie exterior de baja fricción hacen que estos guantes estériles sean fáciles y cómodos de poner y quitar en condiciones secas y húmedas, facilitando el doble enguantado y los cambios intraoperatorios

\*\*Contiene agentes hidratantes glicerol y dimeticona

ATENCIÓN: No se ha establecido el uso seguro de estos guantes por parte de personas sensibilizadas al látex - este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.

### Recomendado para

- Todas las intervenciones quirúrgicas, especialmente las cirugías de alto riesgo en ortopedia, traumatología y cardiología.
- Colocación con las manos mojadas
- Fácil identificación de una rotura en el guante
- Uso como guante interior en caso de doble enguantado

### TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



ENCORE®

La confianza necesaria para un magnífico desempeño

Ofrece soluciones optimizadas diseñadas para garantizar un alto grado de confianza a cirujanos, enfermeras de quirófano y técnicos quirúrgicos que buscan protección con un alto nivel de destreza, confort y agarre para que puedan rendir al máximo.

# ENCORE® Latex Underglove

GUANTES QUIRÚRGICOS

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Látex de caucho natural
Contenido de Polvo	Sin polvo
Color	Verde
Grosor	Micro
Tipo de Puño	Reborde con tecnología SUREFIT™
Superficie Externa del Guante	Liso con acabado microtexturado
Superficie Interna del Guante	Recubierto con tecnología HYDRASOFT™
Prevención contra Alergias	Ninguna
Nivel de Agarre	Bajo
Recomendación de Doble Enguantado	Bajo Guante
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Si de acuerdo con ASTM D6978 y no listado en los Estados Unidos FDA 510k
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	AQL 0,65
Estéril	Sí
Normativas del producto	ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Normas de Calidad/Medioambientales	EN 556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Fecha de Caducidad	3 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Aceleradores químicos de vulcanización	Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ), Dietilditiocarbamato de zinc (DECZ)

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

**América del Norte**  
 US Tel: 800 952 9916  
 CA Tel: 1-844-494-7854  
 Email: insidesalesus@ansell.com  
 Sandel USA Tel: 866 764 3327  
 Sandel email: sandel-cs@ansell.com

**Ansell Comercial Mexico**  
 Tel: +52 442 296 2050  
 Email: latam.medical@ansell.com  
**Ansell Brasil Ltda**  
 +55 (11) 3356-3100  
 Email:latam.medical@ansell.com  
**Ansell Colombia SAS**  
 Tel: +57 1 288 3247  
 Email: latam.medical@ansell.com

**Europa, Oriente Medio y África**  
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
 Email: info@ansell.eu  
**Asia Pacífico**  
 Tel: +603 8310 6688  
 Email: apac.medical@ansell.com

**India**  
 Tel: + 91 22 38124500  
 Email: info.india@ansell.com  
**Australia y Nueva Zelanda**  
 Tel: +61 3 9270 7270  
 Email: protection@ap.ansell.com  
**China**  
 Tel: +86(21) 3827 5005  
 Email: infochina@ansell.com