

# MEDI-GRIP® Latex không bột

GĂNG TAY PHẪU THUẬT

## Găng tay phẫu thuật latex không bột với bề mặt kết cấu lỗ micro để xử lý dụng cụ an toàn

- **Tăng cường độ bám:** Cách xử lý bề mặt ngoài độc đáo và bề mặt kết cấu lỗ micro của găng tay phẫu thuật latex không bột MEDI-GRIP® cho phép người đeo găng tay cầm chắc các dụng cụ y tế để xử lý an toàn trong điều kiện khô hoặc ẩm
- **Tăng cường sự thoải mái:** Các khuôn giải phẫu độc quyền và công thức latex mềm của những chiếc găng tay vô khuẩn không bột này đảm bảo sự vừa vặn và cảm giác tuyệt vời, mang lại sự thoải mái kéo dài trong các thủ thuật dài và các cuộc thăm khám rủi ro thấp
- **Độ khéo léo tuyệt vời:** Công thức mềm mại, dẻo dai đảm bảo độ khéo léo để hỗ trợ thao tác dễ dàng các dụng cụ phẫu thuật đang được sử dụng
- **Đã thử nghiệm hóa trị:** Đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ASTM D6978, găng tay latex không bột MEDI-GRIP® an toàn khi sử dụng với nhiều loại thuốc hóa trị\*



**THẬN TRỌNG:** Chưa xác định việc sử dụng an toàn những chiếc găng tay này ở những người nhạy cảm với latex. Sản phẩm này có chứa latex cao su tự nhiên, có thể gây ra phản ứng dị ứng.

\*Liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng của Ansell để biết thời gian thăm thấu thuốc hóa trị cụ thể và các khuyến cáo

## Khuyến nghị dành cho

- Quy trình tiệt trùng trong phòng mổ
- Siêu thoải mái khi thực hiện các thủ thuật trong thời gian dài, liên tục
- Quy trình đánh giá nhanh, rủi ro thấp
- Sử dụng như một găng tay ngoài khi đeo hai lớp găng tay

## CÔNG NGHỆ NỔI BẬT



**MEDI-GRIP®**  
Hoạt động bảo vệ hàng ngày  
bạn có thể tin cậy

Được tin tưởng trên toàn thế giới để mỗi ngày bảo vệ các bác sĩ phẫu thuật, y tá phòng mổ và kỹ thuật viên phẫu thuật có thể an tâm để thực hiện các công việc hàng ngày của họ một cách an toàn và thoải mái.

# MEDI-GRIP® Latex không bột

GĂNG TAY PHẪU THUẬT

## THÔNG TIN SẢN PHẨM

Vật liệu	Latex cao su thiên nhiên
Hàm lượng bột	Không bột
Màu sắc	Tự nhiên
Độ dày	Tiêu chuẩn
Phong cách Cuff	Xe viền
Bề mặt ngoài găng tay	Trơn với bề mặt vi nhám
Bề mặt găng tay bên trong	Phủ polymer
Phòng chống dị ứng	Không
Độ bám	Trung bình
Khuyến cáo đeo hai lớp găng tay	Găng tay ngoài
Được kiểm nghiệm để sử dụng với thuốc điều trị ung thư	Có, theo tiêu chuẩn ASTM D6978 (Không được liệt kê trong US FDA 510k)
Tỷ lệ lỗi (Kiểm tra cấp I)	0.65 AQL
Vô trùng	Có
Tiêu chuẩn sản phẩm	EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, Tiêu chuẩn EN ISO 374-1:2016, Tiêu chuẩn EN ISO 374-5:2016, Tiêu chuẩn ISO 10282
Tiêu chuẩn chất lượng/môi trường	EN 556, ISO 11137-Phần 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Bao bì	100 đôi một hộp; 3 hộp một thùng/kiện; 300 đôi một thùng/kiện
Thời hạn sử dụng	3 năm
Hướng dẫn bảo quản	Tránh ánh nắng trực tiếp; Bảo quản trong điều kiện khô ráo. Tránh xa các nguồn ozone hoặc nguồn gây cháy.
Máy gia tốc hóa học lưu hóa	Kẽm Diethyldithiocarbamate (ZDEC), Kẽm Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)

## THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Kích thước	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Mã sản phẩm	354101	354102	354103	354104	354105	354106	354107	354108

Liên hệ với đại diện Ansell của bạn để đặt hàng hoặc biết thêm thông tin.

**Bắc Mỹ**  
Số điện thoại tại Hoa Kỳ: 800 952 9916  
Số điện thoại tại Canada: 844 494 7854  
Email: insidesalesus@ansell.com  
Số điện thoại tại Sandel Hoa Kỳ: 866 764 3327  
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

**Trung & Nam Mỹ**  
Điện thoại: +52(442) 296 20 50  
Email: csnac@ansell.com  
**Brazil**  
Điện thoại: +55-11-3356-3100  
Email: luvas.medicas@ansell.com

**Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi**  
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00  
Email: info@ansell.eu

**Châu Á Thái Bình Dương**  
Điện thoại: +603 8310 6688  
Email: apac.medical@ansell.com

**Ấn Độ**  
Điện thoại: +91 22 38124500  
Email: info.india@ansell.com  
**Australia & New Zealand**  
Điện thoại: +61 3 9270 7270  
Email: protection@ap.ansell.com  
**Trung Quốc**  
Điện thoại: +86(21) 3827 5005  
Email: infochina@ansell.com