

ENCORE® Non-Latex PI Underglove

GANTS CHIRURGICAUX

Sous-gant chirurgical en polyisoprène respectueux de la peau, idéal comme solution de double gantage sans latex



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX :

- Sous-gant ultra fin offrant une sensibilité tactile et un confort optimaux en cas de double gantage
- Couleur verte permettant de repérer facilement toute rupture du gant en cas de double gantage
- Gant PI plus doux et plus extensible, offrant un confort supérieur par rapport aux gants en latex d'Ansell
- Élimination de tous les accélérateurs chimiques connus pour causer des allergies de type IV et des sensibilités aux produits chimiques, pour un profil allergique optimisé
- Finition lisse offrant une préhension adéquate qui permet d'utiliser ce gant seul

**Données internes : test HRIPT (Human Repeat Insult Patch Testing) réalisé par un laboratoire indépendant aux États-Unis*

La disponibilité de la gamme PI intégrant la PI-KARE Technology varie selon les pays. Veuillez contacter votre représentant Ansell.

Recommandé pour

- Toutes les procédures chirurgicales, y compris les opérations orthopédiques, cardiaques et traumatiques à haut risque
- Identification facile des ruptures du gant
- Protection contre les accélérateurs chimiques tels que les thiurames, les carbamates et les mercaptos connus pour provoquer des allergies aux produits chimiques de type IV
- Utilisation comme sous-gant dans les applications de double gantage
- Ayant passé avec succès le test réalisé sur des embryons murins, il peut être utilisé pour des procédures de fécondation in vitro (FIV)

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



ENCORE®
Quand confiance rime avec performance

Une gamme de solutions fiables optimisées pour répondre aux besoins en matière de protection des chirurgiens, du personnel infirmier au bloc opératoire et des techniciens en chirurgie, tout en leur offrant le niveau supérieur de dextérité, de confort et de préhension nécessaire pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes.

ENCORE® Non-Latex PI Underglove

GANTS CHIRURGICAUX

INFORMATIONS DU PRODUIT

| | |
|--|---|
| Matériau | PI (polyisoprène) |
| Teneur en poudre | Sans poudre |
| Couleur | Vert |
| Épaisseur | Micro |
| Modèle de manchette | Bord roulé avec SUREFIT™ Technology |
| Surface externe du gant | Lisse avec finition micro-adhésivée |
| Surface interne du gant | Enduction polymère avec technologie DERMASHIELD™ |
| Prévention des allergies | Latex (Type I) |
| Niveau de préhension | Faible |
| Recommandation de double gantage | Sous-gant |
| Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques | Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine) |
| Absence de trous (niveau d'inspection I) | 0.65 AQL |
| Stérile | Oui |
| Normes du produit | ASTM D6978, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Normes de qualité/environnementales | EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 |
| Conditionnement | 50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 200 paires par carton |
| Durée limite de stockage | 3 ans |
| Consignes de conservation | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation. |
| Accélérateurs chimiques de vulcanisation | Xanthates, Dialkyldithiocarbamate de zinc |

INFORMATIONS DE COMMANDE

| Taille | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Code produit | 330114055 | 330114060 | 330114065 | 330114070 | 330114075 | 330114080 | 330114085 | 330114090 |

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
E-mail : luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Inde
Tél. : +91 22 38124500
E-mail : info.india@ansell.com
Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com
Chine
Tél. : +86(21) 3827 5005
E-mail : infochina@ansell.com