

MEDI-GRIP® PF

GANTS CHIRURGICAUX

Gant chirurgical en latex non poudré offrant fiabilité, confort et ajustement.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX :

- Fabrication à partir de formes anatomiques exclusives d'Ansell pour un confort accru et un meilleur ajustement contribuant à réduire la fatigue des mains
- Procédés de fabrication exclusifs garantissant une faible teneur en résidus de protéines de latex et d'accélérateurs chimiques, ce qui minimise le risque de développer des allergies au latex de type I et aux produits chimiques de type IV et des sensibilités cutanées
- Traitement par chloration pour un gantage aisé
- Manchette à bord droit assurant un excellent maintien sur la blouse
- Gant lisse avec finition micro-adhésivée pour une préhension et une manipulation sûres des instruments

MISE EN GARDE : la sécurité d'utilisation de ces gants n'a pas été établie chez les personnes sensibles au latex. Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques.

Recommandé pour

- Procédures d'examen courtes et à faible risque
- Confort accru pendant les procédures prolongées
- Procédures stériles au BO
- Utilisation comme gant externe dans les applications de double gantage

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



MEDI-GRIP® Protection de confiance au quotidien

Des solutions de confiance répondant aux besoins quotidiens en matière de protection, de confort et de sécurité des chirurgiens, du personnel infirmier au bloc opératoire et des techniciens en chirurgie à travers le monde.

MEDI-GRIP[®] PF

GANTS CHIRURGICAUX

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Latex de caoutchouc naturel
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Naturel
Surface externe du gant	Lisse avec finition micro-adhésivée
Surface interne du gant	Chlorée
Absence de trous (niveau d'inspection I)	0.65 AQL
Normes du produit	EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282, JIS T9107
Normes de qualité/environnementales	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Conditionnement	50 paires per box; 4 boxes per carton/case; 200 paires per carton/case
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC)

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Code produit	330206055	330206060	330206065	330206070	330206075	330206080	330206085	330206090

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
E-mail : luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Inde
Tél. : +91 22 38124500
E-mail : info.india@ansell.com
Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com
Chine
Tél. : +86(21) 3827 5005
E-mail : infochina@ansell.com