

Masque stérile à boucles avec connecteur à clip pour une fixation sûre

- **Protection spécialisée** : Le BioClean™ Sterile Looped Face Mask MEA210-1 offre une grande efficacité de filtration des bactéries, des virus et des particules, tout en offrant une meilleure respirabilité et un plus grand confort à l'utilisateur
- **Caractéristiques améliorées** : Ce masque stérile à boucles est doté d'un connecteur à clip (dont d'autres versions sont disponibles séparément - CC-FMC4), qui permet une fixation rapide et sûre à l'arrière de la tête.
- **Réduction des risques de contamination** : Ce masque facial stérile BioClean™ est fabriqué à partir de matériaux compatibles avec les salles blanches et est traité dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifié par le NEBB afin de réduire les risques de contamination



Key Features and Benefits

- **Contrôle de la contamination** : Efficacité élevée de filtration des particules et des bactéries (BFE)
- **Matériaux compatibles avec les salles blanches** : risque de contamination réduit
- **Connecteur à clip** : pour une fixation rapide et sûre

Secteurs industriels

- Production et fabrication
- Environnements contrôlés et critiques
- Laboratoire et recherche



Masque d'hygiène stérile à fixations souples BioClean™ MEA210-1

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Matériau	Polypropylène Polyéthylène
Normes de contrôle	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Normes	ASTM F2101, ISO 2859, ISO 9001:2015
Vue d'ensemble du conditionnement	1 unité (avec fixation bleue) par sachet intérieur scellé en PE ; 50 sachets par sac protecteur scellé en PE ; 12 sacs protecteurs par carton doublé (600 unités)
Méthode de stérilisation	Gamma irradiation
Dose minimale pour la stérilisation	25kGy
Niveau garanti de stérilité	10 ⁻⁶
Consignes de conservation	Conserver dans un endroit frais et sec (< 40 °C), à l'abri des rayons directs du soleil et de la lumière fluorescente.
Durée limite de stockage	Cinq ans à compter de la date de fabrication.

PHYSICAL PROPERTIES

Couleur	Blanc
Dimensions totales	LARGEUR (± 5 mm) 210 mm HAUTEUR (± 5 mm) 95 mm .
Outer Layer	polyester non-tissé filé-lié (hydrophobe)

PERFORMANCE INFORMATION

Cleanroom de Salle Blanche	Classe 10/ISO Classe 4 & EU GMP Grade A/B et autres salles blanches stériles
Viral Filtration Efficiency	93,8 % à 3,0 microns

INFORMATIONS DE COMMANDE

	TAILLE	Masque facial stérile à fixations souples
MEA210-1	RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	MEA210-1

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

