

GAMMEX® Doublures de gants résistantes aux coupures

GANTS MÉDICAUX SPÉCIAUX

Gants doublés de fil Dyneema® Diamond, sans latex, offrant une résistance et une protection adéquates contre les coupures*.

- **Protection adéquate contre les coupures :** Ces doublures de gants stériles sans latex, fabriquées avec du fil Dyneema® Diamond, offrent une protection légère à modérée contre les coupures de type lacération et les blessures au scalpel qui peuvent survenir au cours d'interventions rigoureuses telles que les chirurgies orthopédiques, cardiaques et même dentaires.
- **Conforme aux normes relatives aux gants :** Les doublures résistantes aux coupures GAMMEX® sont réglementées par la FDA américaine en tant que dispositif médical de classe I et répondent aux normes ANSI A2 Cut Protection Level, EN ISO 13997 Cut Resistance Level B et EN 388 Abrasion Level B pour offrir une protection sûre contre les coupures.
- **Confort exceptionnel:** le fil Dyneema® Diamond est léger et résistant, offrant aux porteurs un confort, une dextérité et une protection de la main excellents.
- **Prévention supérieure des allergies :** Ces gants à usage unique sans latex ne contiennent pas d'accélérateur chimique et éliminent les risques du latex de type I tout en minimisant les allergies et sensibilités chimiques de type IV.

Recommandé pour

- Secteurs présentant un risque élevé de coupures, comme l'orthopédie, la traumatologie, la cardiologie, la médecine vétérinaire, la préparation de tissus stériles, la dentisterie, et autres.
- Résistance aux coupures légère à moyenne et protection lors d'interventions rigoureuses



GAMMEX^{MD} L'innovation qui protège

Fruits de l'innovation, les gants de chirurgie GAMMEX^{MD} sont conçus pour répondre aux besoins en constante évolution des départements de chirurgie. Les travailleurs de la santé confient la protection de leurs mains à nos gants de formulation unique et de haute technologie, confortables et ergonomiques.

GAMMEX® Doublures de gants résistantes aux coupures

GANTS MÉDICAUX SPÉCIAUX

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Matériau	Fibre Haute Densité: Dyneema® Diamond, Nylon, Élasthanne, Polyester
Teneur en poudre	Non poudrée
Couleur	Blanc
Poignet	Code de couleurs
Surface externe du gant	Tricot
Prévention des allergies	Latex (Type I), Produits chimiques (Type IV)
Recommandation relative au double gantage	Entre deux gants de chirurgie
Testé pour une utilisation avec les médicaments chimiothérapeutiques	Non, produit non testé en vertu de la norme ASTM D6978
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,0
Stérile	Oui
Normes de produits	ANSI/ISEA 105-2024, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020
Normes en matière de qualité et d'environnement	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Emballage	5 paires par boîte ;
Durée de conservation	3 ans
Directives d'entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Informations exclusives - Non disponibles

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	TP / 5 ☒	P / 6 - 6 ☒	M / 7 - 7 ☒	G / 8 - 8 ☒	TG / 9
Code de produit	5789910	5789911	5789912	5789913	5789914

Communiquez avec votre représentant Ansell pour passer une commande ou obtenir des renseignements additionnels.

Amérique du Nord
Tél. (É.-U.) : 1 800 952-9916
Tél. (Canada) : 1 844 494-7854
Courriel : insidesalesus@ansell.com
Sandel Tél. (É.-U.) : 866 764 3327
Sandel Courriel : sandel-cs@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52 442 296 20 50
Courriel : cslac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
Courriel : luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Courriel : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : +603 8310 6688
Courriel : apac.medical@ansell.com

Inde
Tél. : +91 22 38124500
Courriel : info.india@ansell.com
Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : +61 3 9270 7270
Courriel : protection@ap.ansell.com
Chine
Tél. : +86(21) 3827 5005
Courriel : infochina@ansell.com