

Sterile Visiermaske mit Schlaufen, die eine hohe Bakterien- und Partikelfiltrationseffizienz bietet

- **Fortgeschrittene Verteidigungen:**
Die BioClean™ Clearview Sterile Looped Visor Facemask VFM210-L bietet eine hohe Bakterien- und Partikelfiltrationseffizienz, für Schutz Ihrer Reinraumumgebung, auf den Sie sich verlassen können
- **Verbesserte Funktionen:** Diese sterile Gesichtsmaske verfügt über ein Schlingendesign und ein optisch klares Visier mit einer Anti-Beschlag-Beschichtung, um eine maximale Sicht zu gewährleisten.
- **Erhöhter Komfort:**
Die BioClean™ Clearview Sterile Looped Visor Facemask VFM210-L bietet den Anwendern außerdem atmungsaktiven Komfort



Key Features and Benefits

- **Hohe Bakterien- und Partikelfiltrationseffizienz:** Optimierter Schutz
- **Antibeschlagbeschichtetes Visier:** Ungehinderte, verzerrungsfreie Sicht

Industrien

- Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche
- Labor und Forschung
- Produktion und Herstellung

Empfohlen für

- Biotechnologische Herstellung von Mischungen
- Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen
- Herstellung von Medizinprodukten
- Zubereitung von Pharmazeutika
- Halbleiterproduktion
- Montage von Haushaltsgeräten



BioClean™ Clearview Sterile Gesichtsmaske mit Schlaufenvisier VFM210-L

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	Polypropylen Polyethylen
Prüfungsstandards	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Normen	ISO 2859, ISO 9001:2015
Verpackung Übersicht	1 Stück/verschweißter PE-Beutel; 25 Innenbeutel/verschweißter Außenbeutel; 6 Außenbeutel (100 Stück)/Umkarton
Ursprungsland	China
Sterilisationsverfahren	Gamma Irradiation
Sterilisation Mindestdosis	25kGy
Sterility Assurance Level	10 ⁻⁶
Aufbewahrung	Lagerung: Kühl (< 40 °C) und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht und fluoreszierenden Lichtquellen schützen.
Haltbarkeit	Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum

PHYSICAL PROPERTIES

Farbe	Weiß
Gesamtabmessungen	BREITE (± 5mm): 210mm HÖHE (± 5mm): 95mm
Outer Layer	Spinnvliespolyester (hydrophob)

PERFORMANCE INFORMATION

Reinraumklasse	Klasse 10/ISO Klasse 4 & EU GMP Grad A/B und andere sterile Reinräume
Viral Filtration Efficiency	93,8% @3,0 Mikron

BESTELLINFORMATIONEN

	GRÖSSE	Schlaufenausführung mit blauem Clip-Verschluss
VFM210-L	NACHBESTELLUNGSNUMMER	VFM210-L

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

