

Anciennement connu comme : MICROGARD® 2500 Apron - Model 213

### Tablier de protection en laminé microporeux durable, protégeant les porteurs contre les agents biologiques.

- **Protection spécialisée** : Ce tablier de protection AlphaTec® atteint les plus hautes classifications de protection contre les agents biologiques, conformément à la norme EN 14126 pour la pénétration du sang, des fluides corporels et des agents pathogènes transmissibles par le sang.
- **Durabilité améliorée** : Son matériau non tissé laminé en polyéthylène microporeux unique offre une résistance et une durabilité excellentes, pour une protection personnelle de plus grande longévité.
- **Réduction des risques de contamination** : Le matériau de ce tablier de sécurité étant également peu pelucheux, les risques de contamination dans les zones critiques sont minimisés.



## Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Secteurs industriels
- Industrie chimique
- Police

## Applications


- Transfert de composants solides et liquides
- Fuites, déversements ou autres émissions imprévus
- Désinfection et nettoyage de sites
- Interventions d'urgence
- Nettoyage des fuites ou déversements
- Maintenance/Entretien
- Environnements contaminés

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Barrière de protection** : Classe élevée de protection contre les agents biologiques\*
- **Formule unique de stratifié microporeux** : résistance et durabilité accrues
- **Matériau peu pelucheux** : Réduction du risque de contamination dans les zones critiques

\*conformément à la norme EN 14126, pour la pénétration du sang, des fluides corporels et des agents pathogènes transmissibles par le sang

## Diagramme des matériaux



## Diagramme des joints



## Performance Standards



0598

EN ISO 13688:2013



EN 14126



PARTIAL BODY  
PROTECTION ONLY

## Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	Taille unique
Couleur	Blanc
Pays d'origine	Chine
Vue d'ensemble du conditionnement	50 par sac comprimé
Matériau du produit	Membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse
Référence du produit	Tablier 2500 - Modèle 213
Vue d'ensemble des normes	EPI non certifié
Type de couture	Piquées
Durée limite de stockage	5 years
Référence	W25S213

## Composants de la combinaison

### Composants de la combinaison

**Caractéristiques de conception** | Tablier avec fermeture par lien au niveau de la taille d'une longueur de 100 cm

**Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :**

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Région Amérique du Nord**

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australie**

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Région Asie-Pacifique**

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles <sup>™</sup> et <sup>®</sup> sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

