

Precedentemente noto come: MICROGARD® 2500 Apron - Model 213

Grebiule protettivo in laminato microporoso di lunga durata, che protegge chi lo indossa dagli agenti biologici..

- **Protezione specializzata:** Questo grebiule protettivo AlphaTec® raggiunge le più alte classificazioni di protezione contro gli agenti biologici, in conformità alla norma EN 14126 per la penetrazione di sangue, fluidi corporei e agenti patogeni a trasmissione ematica.
- **Durata migliorata:** L'esclusivo materiale nontessuto laminato in polietilene microporoso offre un'eccellente resistenza e durata, per una protezione personale più duratura.
- **Riduzione dei rischi di contaminazione:** Poiché il materiale di questo grebiule di sicurezza è anche a basso punto di lucentezza, le possibilità di contaminazione nelle aree critiche sono ridotte al minimo.



Industrie

- Scienze della vita
- Industria
- Chimica
- Forze dell'ordine

Applicazioni

- Trasferimento di liquidi e solidi
- Fughe o perdite impreviste, o altre fuoriuscite
- Igienizzazione e disinfezione impianti
- Servizi di emergenza
- Pulizia di perdite o fuoriuscite
- Manutenzione
- Ambienti contaminati

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Barriera protettiva:** Alta classe di protezione contro gli agenti biologici*
- **Esclusiva formulazione microporosa del laminato:** maggiore resistenza e durevolezza
- **Materiale a bassa formazione di pelucchi:** Riduzione del rischio di contaminazione nelle aree critiche

*In conformità alla norma EN 14126, per la penetrazione di sangue, fluidi corporei e agenti patogeni a trasmissione ematica.

Diagramma del materiale




Diagramma di cucitura



Performance Standards



0598

EN ISO 13688:2013



EN 14126



PARTIAL BODY
PROTECTION ONLY

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	
Taglie disponibili	Taglia unica
Colore	Bianco
Paese di origine	Cina
Quadro generale confezionamento	50 ogni sacchetto compresso
Materiale del prodotto	Laminato polietilene microporoso non tessuto
Modello del prodotto	Grembiule 2500 - Modello 213
Quadro generale standard	Non certificato DPI
Tipo di cucitura	Cucito
Durata	5 years
Numero di stile	W25S213

Componenti e accessori del vestito

Componenti e accessori della tuta

Caratteristiche del disegno

Grebiule con chiusura a lacci in vita e laccio di chiusura lungo 100 cm

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

