

# Guanti sterili da camera bianca lunghi fino al gomito, per una protezione personale confortevole e flessibile.

- **Maggiore comfort e flessibilità:** La composizione del film morbido ed elastico dei guanti BioClean™ Extra BLAS, lunghi fino al gomito, migliora la flessibilità e il comfort.
- **Protezione aggiuntiva:** Il design della lunghezza del gomito garantisce la protezione di avambraccio, polso e mano, limitando i rischi di contaminazione incrociata.
- **Riduzione dei rischi di contaminazione:** I guanti sterili BioClean™ Extra BLAS sono inoltre confezionati in modo asettico, sterilizzati con irradiazione gamma (SAL minimo di 10<sup>-6</sup>) e prodotti in conformità agli standard ISO, riducendo ulteriormente i rischi di contaminazione.
- **Forza potenziata:** La superficie strutturata e il polsino con perline di questi guanti per camera bianca ne migliorano la resistenza e la stabilità, riducendo il rischio di strappi durante la calzata.
- **Maggiore praticità:** Inoltre, i guanti per ambienti controllati BioClean™ Extra BLAS sono progettati per essere facilmente indossati due volte, per una comodità quotidiana.



*ATTENZIONE: non è stato verificato l'uso sicuro di questi guanti da parte di soggetti sensibilizzati al lattice. Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale, che potrebbe causare reazioni allergiche.*

## VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Pellicola morbida ed elastica:** Per un comfort flessibile

- **Design con lunghezza al gomito:**  
Maggiore copertura, minori rischi di contaminazione incrociata
- **Livello di garanzia di sterilità\*:**  
Confezionato in modo asettico, sterilizzato con irraggiamento gamma

\*SAL minimo di 10<sup>-6</sup>



# Extra BLAS

Guanto sterile monouso in lattice per camera bianca

## Industrie SCHEDE TECNICHE

- Ambienti controllati e critici

	Informazioni prodotto
<b>Materiale</b>	Lattice di gomma naturale
<b>Colore</b>	Naturale
<b>Forma</b>	Ambidestri
<b>Polso</b>	Bordino salvagoccia
<b>Produzione/Standard di audit QMS</b>	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
<b>Regolamentazione</b>	CE 0493, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Contatto con alimenti, Categoria III, UKCA
<b>Confezionamento</b>	Un paio per involucro interno in PE; un involucro per busta sigillata in PE EasyTear; 10 sacchetti per sacchetto esterno sigillato in PE; 20 sacchetti esterni per scatolone (200 paia)  <b>Imballaggi più sostenibili:</b> Questi guanti sterili sono confezionati in imballaggi di plastica riciclabile* e consegnati in scatole di cartone riciclato. *L'involucro interno, la busta, il sacchetto e la fodera sono realizzati con film a base di polietilene (PE). Verificare sempre lo stato di riciclabilità locale, in quanto questi materiali potrebbero non essere considerati idonei al riciclaggio nel proprio paese.
<b>Conservazione</b>	Tenere lontano dalla luce diretta del sole; conservare in un luogo asciutto e nella confezione originale. Tenere lontano da fonti di ozono. Se i prodotti sono conservati correttamente, come indicato, non perderanno le loro prestazioni o cambieranno le loro caratteristiche in modo significativo. Se i prodotti possono risentire dell'invecchiamento o del periodo di conservazione, la data di scadenza viene riportata sui materiali di imballaggio.
<b>Paese di origine</b>	Malesia
<b>Taglie disponibili</b>	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)
<b>Contenuto di polvere</b>	Senza polvere
<b>Superficie esterna del guanto</b>	Dita e palmo testurizzati
<b>Internal Glove Surface</b>	Clorurati
<b>Metodo di sterilizzazione</b>	Raggi GAMMA (25 kGy)
<b>Dose minima sterilizzazione</b>	25kGy
<b>Livello di garanzia della sterilità</b>	10 <sup>-6</sup>
<b>Classe in Camera Bianca</b>	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
<b>Durata</b>	Cinque (5) anni dalla data di produzione.
<b>Testati per uso con farmaci chemioterapici</b>	No
<b>Livello di proteine</b>	50 µg/g, o meno, di proteine estraibili totali
<b>Antistatico</b>	No



## Extra BLAS

Guanto sterile monouso in lattice per camera bianca

Proprietà fisiche					Metodo di prova
Taglie	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	EN ISO 21420
Lunghezza (mm/in)	400/16				
Ampiezza del palmo (mm/in)	85/3,3	95/3,7	106/4.2	115/4,5	
Assenza di forature	AQL 1,5 Livello di prestazioni 2				EN 374-2
Conta particellare media $\geq 0,5\mu\text{m}$ (conte / cm <sup>2</sup> )	<2400				TEST-RP-CC005.4
Spessore minimo del palmo parete singola (mm/mil)	0.17 / 6.69				EN 455-2
Spessore minimo del dito parete singola (mm/mil)	0.21 / 8.27				EN 455-2
Spessore minimo del polsino parete singola (mm/mil)	0.12 / 4.72				EN 455-2
Forza a rottura (N) durante l'invecchiamento	$\geq 6$ N				EN 455-2

## CONTENUTO DI IONI

Concentrazione in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Medio	Concentrazione in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Medio
Ammonio	0.333	Nitrato	0.528
Bromuro	0.053	Nitrito	Disponibile su file
Calcio	1.155	Fosfato	0.014
Cloruro	4.412	Potassio	0,075
Fluoruro	Disponibile su file	Sodio	0.025
Litio	0,230	Solfato	0.267
Magnesio	Disponibile su file	Zinco	Disponibile su file

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

TAGLIA	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
RIORDINE N.	BLAS-S	BLAS-M	BLAS-L	BLAS-XL

## STANDARD DELLE PRESTAZIONI E CONFORMITÀ NORMATIVA



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero

### Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

### America Latina e Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.



