

Maschera facciale non sterile, da legare, con efficienza di filtrazione avanzata (confezione singola)

- **Protezione specializzata:** Questa maschera facciale a strappo offre un'elevata filtrazione di particelle e batteri ed è testata secondo gli standard ASTM F2101 per l'efficienza di filtrazione batterica (BFE).
- **Caratteristiche e comfort migliorati:** La mascherina BioClean™ Non Sterile MTA210-2 è dotata di un archetto nasale completamente chiuso e malleabile, che migliora la vestibilità e il comfort, mentre la sua tenuta a ultrasuoni garantisce un legame più forte con le fascette e consente un fissaggio sicuro.
- **Rischi di contaminazione ridotti:** Questa maschera facciale non sterile viene lavorata in un ambiente di camera bianca di classe 4 ISO certificata NEBB, riducendo al minimo i potenziali rischi di contaminazione.



Key Features and Benefits

- **Controllo della contaminazione:** Efficienza di filtrazione batterica di alto livello (BFE)
- **Materiali compatibili con la camera bianca:** Riduzione dei rischi di contaminazione
- **Bordi sigillati a ultrasuoni:** nastri di legatura con un legame affidabile e forte

Industrie

- Produzione e produzione
- Ambienti controllati e critici
- Laboratorio e ricerca



BioClean™ Non Sterile Legatura su Maschera MTA210-2

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiale	Polipropilene polietilene
Standard di audit	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Standard	ASTM F2101, ISO 2859, ISO 9001:2015
Quadro generale confezionamento	Un pezzo per sacchetto interno sigillato in PE; 50 sacchetti interni per sacchetto sigillato esterno in PE; 10 sacchetti esterni per cartone foderato (500 pezzi).
Paese di origine	Cina
Istruzioni per la conservazione	Conservare in luogo fresco e asciutto (<40°C), lontano dalla luce diretta del sole e dalla luce fluorescente.
Durata	Cinque (5) anni dalla data di produzione.

PHYSICAL PROPERTIES

Colore	Bianco
Tipo di stringa	Lacci
Dimensioni complessive	LARGHEZZA (± 5 mm) 210 mm LUNGHEZZA (± 5 mm) 95 mm

PERFORMANCE INFORMATION

Classe in Camera Bianca	Classe 4 ISO
Viral Filtration Efficiency	99,8%@ 3,0 micron

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

	TAGLIA	Confezionamento singolo
MTA210-2	RIORDINE N.	MTA210-2

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

