

Guanti sterili in neoprene, resistenti ai rischi chimici e perfetti per le applicazioni in camera bianca

- **Durata migliorata:** L'esclusiva formulazione dei guanti sterili BioClean™ Suprene BSNS in neoprene unisce resistenza e durata, proteggendo al contempo da varie sostanze chimiche.
- **Protezione dalle allergie:** Realizzati con polimeri sintetici privi di lattice, questi guanti monouso privi di polvere eliminano il rischio di allergie al lattice di tipo I.
- **Riduzione dei rischi di contaminazione:** Questi guanti sterili per camera bianca sono disponibili anche in confezione EasyTear non antiparticolato, che riduce il rischio di contaminazione quando si entra nell'ambiente della camera bianca.
- **Comfort elevato:** Grazie alla loro forma ergonomica e specifica per la mano, questi guanti sterili combinano un comfort eccellente e una vestibilità superba, rendendoli perfetti per l'uso come sottoganti durante la doppia indossatura.
- **ATTENZIONE:** Contattare il Servizio Clienti Ansell per conoscere i tempi di permeazione dei farmaci chemioterapici e le raccomandazioni specifiche.



VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Esclusiva formulazione in neoprene:** Resistenza chimica, durata e forza
- **Design privo di lattice:** eliminazione dei rischi di allergia al lattice di tipo I
- **Design specifico per la mano:** Vestibilità ergonomica, per una migliore destrezza e maneggevolezza

- Ambienti controllati e critici
- Produzione e produzione



Suprene BSNS

Guanto sterile monouso per camera bianca in neoprene (policloroprene)

SCHEDA TECNICA

	Informazioni prodotto
Materiale	Neoprene (Policloroprene)
Colore	Verde
Forma	Per mano destra e mano sinistra
Polso	Bordino salvagocchia
Produzione/Standard di audit QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Regolamentazione	ASTM D6978, CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, ISO 9001:2008, Categoria III
Confezionamento	Un paio per involucro interno in PE; un involucro per busta sigillata in PE EasyTear; 10 sacchetti per sacchetto esterno sigillato in PE; 20 sacchetti esterni per scatolone (200 paia)
Conservazione	Conservare in luogo fresco e asciutto (<40°C), lontano dalla luce diretta del sole e dalla luce fluorescente.
Paese di origine	Indonesia
Taglie disponibili	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Contenuto di polvere	Senza polvere
Superficie esterna del guanto	Dita e palmo testurizzati
Internal Glove Surface	Rivestimento polimerico
Metodo di sterilizzazione	Raggi GAMMA (25 kGy)
Dose minima sterilizzazione	25kGy
Livello di garanzia della sterilità	10 ⁻⁶
Classe in Camera Bianca	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Durata	Cinque (5) anni dalla data di produzione
Testati per uso con farmaci chemioterapici	Sì
Livello di proteine	N/A: n on contiene lattice di gomma naturale



Suprene BSNS

Guanto sterile monouso per camera bianca in neoprene (policloroprene)

Proprietà fisiche								Metodo di prova
Taglie	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN 420
Lunghezza (mm/in)	300 / 12							
Ampiezza del palmo (mm/in)	77/3	83/3,2	89/3,5	95/3,7	102/4	108/4,2	114/4,4	
Assenza di forature	AQL 1,5 Livello di prestazioni 2							EN 374-2
Conta particellare media $\geq 0,5\mu\text{m}$ (conte / cm ²)	<1500							IEST-RP-CC005.4
Spessore minimo del palmo parete singola (mm/mil)	0.16 / 6.30							EN 455-2
Spessore minimo del dito parete singola (mm/mil)	0.18 / 7.09							EN 455-2
Spessore minimo del polsino parete singola (mm/mil)	0.12 / 4.72							EN 455-2
Forza a rottura (N) durante l'invecchiamento	≥ 9 N							EN 455-2

CONTENUTO DI IONI

Concentrazione in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Medio	Concentrazione in $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Medio
Ammonio	0.004	Nitrato	3.841
Bromuro	Non rilevato	Nitrito	Non rilevato
Calcio	3.000	Fosfato	Non rilevato
Cloruro	0.899	Potassio	0.583
Fluoruro	Non rilevato	Sodio	0.410
Litio	Non rilevato	Solfato	0.079
Magnesio	0.028	Zinco	0,062

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

TAGLIA	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
RIORDINE N.	BSNS-60	BSNS-65	BSNS-70	BSNS-75	BSNS-80	BSNS-85	BSNS-90

STANDARD DELLE PRESTAZIONI E CONFORMITÀ NORMATIVA



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

America Latina e Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.



