

MEDI-GRIP® Latex Powder-Free

GUANTI CHIRURGICI

Guanti chirurgici in lattice, senza polvere, con finitura microtesturizzata per una manipolazione sicura degli strumenti.

- **Preso migliorata:** l'esclusivo trattamento della superficie esterna e la finitura microtesturizzata dei guanti chirurgici MEDI-GRIP® Latex Powder-Free consentono a chi li indossa di afferrare saldamente gli strumenti medici per una manipolazione sicura in condizioni asciutte o umide.
- **Comfort elevato:** Gli esclusivi formatori anatomici e la formulazione in morbido lattice di questi guanti sterili senza polvere garantiscono un'eccellente vestibilità e sensibilità, offrendo un comfort prolungato durante le procedure più lunghe e gli esami a basso rischio.
- **Eccellente destrezza:** La loro formulazione morbida e malleabile garantisce la destrezza necessaria per facilitare la manipolazione degli strumenti chirurgici utilizzati.
- **Testati per la chemioterapia:** testati secondo la norma ASTM D6978, i guanti MEDI-GRIP® Latex Powder-Free sono sicuri da usare con un'ampia gamma di farmaci chemioterapici*.



ATTENZIONE: L'uso sicuro di questi guanti da parte di persone sensibili al lattice non è stato stabilito. Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale, che può causare reazioni allergiche.

*Contattare il Servizio Clienti Ansell per i tempi di permeazione dei farmaci chemioterapici e le raccomandazioni specifiche.



Consigliato per

- Interventi sterili in sala operatoria
- Extra comfort durante interventi lunghi e complessi
- Brevi procedure di esplorazione a basso rischio
- Da utilizzare come guanto esterno nella doppia calzata

TECNOLOGIE INTEGRATE



MEDI-GRIP®
Protezione sempre, su cui contare

Apprezzati in tutto il mondo perché offrono sempre la protezione su cui chirurghi, infermieri e tecnici di sala operatoria possono contare per svolgere il loro lavoro di tutti i giorni in modo confortevole e sicuro

MEDI-GRIP® Latex Powder-Free

GUANTI CHIRURGICI

INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	Lattice di gomma naturale
Contenuto di polvere	Senza polvere
Colore	Naturale
Spessore	Standard
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Superficie esterna del guanto	Liscia con finitura microtesturizzata
Superficie interna guanto	Rivestimento polimerico
Prevenzione dalle allergie	Nessuna
Livello di presa	Moderato
Raccomandazione doppia calzata	Guanto esterno
Testati per uso con farmaci chemioterapici	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 (non in elenco in US FDA 510k)
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	0,65 AQL
Sterile	Sì
Norme sui prodotti	EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Norme di qualità/ambientali	EN 556, ISO 11137 Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Confezionamento	100 paia per scatola; 3 scatole per cartone/scatolone; 300 paia per cartone/scatolone
Durata	3 anni
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC), Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC)

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Codice prodotto	354101	354102	354103	354104	354105	354106	354107	354108

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

Nord America
 US Tel: 800 952 9916
 CA Tel: 1-844-494-7854
 E-mail: insidesalesus@ansell.com
 Sandel US Tel: 866 764 3327
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

America Centrale & Sud America
 Tel: +52(442) 296 20 50
 E-mail: cslac@ansell.com
Brasile
 Tel: +55-11-3356-3100
 Email: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Medio Oriente ed Africa
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacifico
 Tel: +603 8310 6688
 Email: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: +91 22 38124500
 Email: info.india@ansell.com
Australia e Nuova Zelanda
 Tel: +61 3 9270 7270
 Email: protection@ap.ansell.com
Cina
 Tel: +86(21) 3827 5005
 Email: infochina@ansell.com