

# MICRO-TOUCH® Sterile

Performance Series


## Guanti sterili in lattice per esami medici con rivestimento interno confortevole

- **Comfort sterile per esami:** I guanti sterili in lattice con un morbido rivestimento interno in poliacrilato assicurano una vestibilità confortevole e una facile indossabilità.
- **Presca sicura:** le dita testurizzate garantiscono una presa sicura in condizioni di bagnato o asciutto.
- **Sensibilità migliorata:** Il design sottile offre un'eccellente sensibilità tattile e destrezza
- **Riduzione dell'irritazione cutanea:** Basso contenuto di proteine residue per ridurre il rischio di dermatiti da contatto
- **Rischio di contaminazione ridotto al minimo:** Confezionati a coppie con un doppio involucreo protettivo

\*ATTENZIONE: Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale, che può causare reazioni allergiche.

### Consigliato per

- Interventi sterili non di sala operatoria
- Interventi di esplorazione standard, dal rischio moderato
- Calzare i guanti con le mani umide



## MICRO-TOUCH® Protezione sempre e ovunque

Il guanto da esplorazione medica MICROTOUCH® di alta qualità è stato scientificamente progettato per soddisfare ogni esigenza della professione medica. La progettazione d'avanguardia include tecnologie ergonomiche Ansell, che garantiscono il comfort per interventi di lunga durata, innovazioni di presa bagnata che prevengono pericolose perdite della presa e film microsottili per la massima sensibilità. Gli operatori sanitari che sono preparati a dovere e protetti in modo confortevole dai modelli versatili MICROTOUCH hanno la serenità necessaria per concentrarsi su quello che conta di più: la loro salute e protezione e quelle dei loro pazienti.

# MICRO-TOUCH® Sterile

Performance Series

## INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	Lattice di gomma naturale	Non realizzato in lattice di gomma naturale	No
Colore	Bianco	Lunghezza del polso	Standard
Contenuto di polvere	Senza polvere	Superficie esterna del guanto	Interamente testurizzata
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	1,5 AQL	Spessore del palmo (mm/mil)	0.15 / 5.9
Spessore del dito (mm/mil)	0.17 / 6.7	Taglie disponibili	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9)
Testati per uso con farmaci chemioterapici	No	Sterile	Sì
Antistatico	Non testato	Lunghezza guanto	245/9,6
Segmentazione prodotto	Performance Series		

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)
Codice prodotto	553342	553343	553344

## CONFEZIONAMENTO E/O STOCCAGGIO

Confezionamento	1 paio/busta di carta 50 paia per scatola 4 scatole per cartone/scatolone
Durata	5 anni
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione

## NORME E CERTIFICAZIONI

CE 2797, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2004, UKCA 0086

## Acceleranti chimici di vulcanizzazione

Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC)	Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC)
Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.	

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

**Nord America**  
US Tel: 800 952 9916  
CA Tel: 1-844-494-7854  
E-mail:  
insidesalesus@ansell.com

**America Latina e Caraibi**  
Tel: +52(442) 296 20 50  
E-mail: cslac@ansell.com  
Brasile Tel: +55-11-3356-3100  
Brazil Email:  
luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Medio Oriente ed Africa**  
Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail: info@ansell.eu

**Asia Pacifico**  
Tel: +603 8310 6688  
Email:  
apac.medical@ansell.com

**Australia e Nuova Zelanda**  
Tel: +61 3 9270 7270  
Email:  
protection@ap.ansell.com

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA  
www.ansell.com/patentmarking.  
© 2022 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.