

GAMMEX® Latex MicroGrip

外科手套

性能可靠的无粉末乳胶外科手套，舒适贴合。

关键特征和好处：

- 超薄设计提高触觉敏感度和灵活性，特殊的表面处理工艺可为外科医生提供良好的抓握力
- 结实耐用的手套薄膜支持强力穿戴，而DERMASHIELD™ Donning Aid技术支持快速干燥和潮湿穿戴
- 采用安思尔独有的解剖学模具制成，提高舒适度和贴合度，有助于降低手部疲劳
- 独特的制造工艺，确保乳胶蛋白和化学催化剂的低残留，以最大限度地降低I型乳胶过敏和IV型化学品过敏以及其它皮肤过敏风险

注意：尚未确定对乳胶过敏的个体是否能够安全使用这种手套。本产品含有天然胶乳，可能会引起过敏反应。



建议用于

- 所有手术，特别是眼科、微创和心血管方面的精细手术
- 在长期持续的程序中提供额外的舒适度
- 可在手部干燥和湿润的情况下穿戴
- 双层手套时用作外层手套

特色技术



GAMMEX® 防护型创新产品

以创新为推动力量，设计了GAMMEX®外科手套，以满足外科领域不断演变的用户需求。产品采用独特配方及前沿技术，具有符合人体工程学的舒适性及出色的防护性能，因此全世界的医疗工作者愿意将他们的双手托付给我们。

GAMMEX[®] Latex MicroGrip

外科手套

产品信息

材料	天然胶乳
粉末含量	无粉
颜色	棕色
厚度	超薄
袖口样式	采用SUREFIT™技术的直袖口
外层手套表面	光滑的微纹理表面
内层手套表面	采用DERMASHIELD™技术的聚合物涂层
预防过敏	无
抓握水平	高
可双层佩戴	外层手套
经测试可用于化疗药物	否, 未按照ASTM D6978标准测试
无孔洞 (检查级别I)	0.65 AQL
无菌	是
产品标准	EN 420:2003 + A1:2009, ISO 10282, JIS T9107
质量/环境标准	EN 556, ISO 11137-第1部分, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
包装	50 pairs per box; 4 boxes per carton/case; 200 pairs per carton/case
保质期	3年
存储说明	避免阳光直射; 存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源
硫化化学促进剂	二丁基二硫代氨基甲酸钠 (SDBC), 二乙基二硫代氨基甲酸锌 (ZDEC), 2-巯基苯并噻唑锌盐 (ZMBT)

订购信息

尺码	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
安思尔产品代码	330055055	330055060	330055065	330055070	330055075	330055080	330055085	330055090

请联系您当地的安思尔代表, 获取订购信息或其他信息。

北美
 美国电话: 800 952 9916
 加拿大电话: 1-844-494-7854
 电子邮箱: insidesalesus@ansell.com
 Sandel 美国电话: 866 764 3327
 Sandel 电子邮箱: sandel-cs@ansell.com

中美和南美
 电话: +52(442) 296 20 50
 电子邮箱: cs@ansell.com
巴西
 电话: +55-11-3356-3100
 电子邮箱: luvas.medicas@ansell.com

欧洲、中东和非洲
 电话: +32 (0) 2 528 74 00
 电子邮箱: info@ansell.eu

亚太地区
 电话: +603 8310 6688
 电子邮箱: apac.medical@ansell.com

印度
 电话: +91 22 38124500
 电子邮箱: info.india@ansell.com
澳大利亚与新西兰
 电话: +61 3 9270 7270
 电子邮箱: protection@ap.ansell.com
中国
 电话: +86(21) 3827 5005
 电子邮箱: infochina@ansell.com