

GAMMEX[®] Latex Standard

外科手套

无粉乳胶手术手套采用独特的外表面处理，抓握力安全可靠。

主要特点和优点：

- 通过独特的外表面处理实现良好的操作性和抓握力
- 厚度经过优化，可提供良好的触觉灵敏度和灵巧性
- 使用解剖手模制成，从而提高舒适度和合身度
- DERMASHIELD™ 技术内部涂层有助于干、湿穿戴以及处理手术中的更换。
- 经测试可与化疗药物一起使用*

注意：尚未确定对乳胶过敏的人是否可以安全使用这些手套。该产品含有天然橡胶胶乳，可能引起过敏反应。

*对于具体的化疗药物渗透时间和建议，请联系安思尔客服。

建议用于

- 在长期持续的程序中提供额外的舒适度
- 手术室中的无菌手术
- 双层手套时用作外层手套

特色技术

 **A.R.T.**
Pinhole Barrier Technology

 **ERGOFORM™**
Ergonomic Design Technology

 **DERMASHIELD™**
Donning Aid Technology



GAMMEX[®] 防护型创新产品

以创新为推动力量，设计了GAMMEX[®]外科手套，以满足外科领域不断演变的用户需求。产品采用独特配方及前沿技术，具有符合人体工程学的舒适性及出色的防护性能，因此全世界的医疗工作者愿意将他们的双手托付给我们。

GAMMEX[®] Latex Standard

外科手套

产品信息

材料	天然胶乳
粉末含量	无粉
颜色	自然色
厚度	标准
袖口样式	采用SUREFIT™技术卷边
外层手套表面	光滑
内层手套表面	采用DERMASHIELD™技术的聚合物涂层
预防过敏	无
抓握水平	中
可双层佩戴	外层手套
经测试可用于化疗药物	是, 符合ASTM D6978标准 (未列入美国FDA 510k清单)
无孔洞 (检查级别I)	0.65 AQL
无菌	是
产品标准	ASTM D6978, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
质量/环境标准	EN 556, ISO 11137-第1部分, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
包装	每盒50双; 每箱4盒; 每箱200双
保质期	3年
存储说明	避免阳光直射; 存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源
硫化化学促进剂	二乙基二硫代氨基甲酸锌(ZDEC), 二丁基二硫代氨基甲酸锌(ZDBC)

订购信息

尺码	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
安思尔产品代码	330085055	330085060	330085065	330085070	330085075	330085080	330085085	330085090

请联系您当地的安思尔代表, 获取订购信息或其他信息。

北美
 美国电话: 800 952 9916
 加拿大电话: 1-844-494-7854
 电子邮箱: insidesalesus@ansell.com
 Sandel 美国电话: 866 764 3327
 Sandel 电子邮箱: sandel-cs@ansell.com

中美和南美
 电话: +52(442) 296 20 50
 电子邮箱: cs lac@ansell.com
巴西
 电话: +55-11-3356-3100
 电子邮箱: luvas.medicas@ansell.com

欧洲、中东和非洲
 电话: +32 (0) 2 528 74 00
 电子邮箱: info@ansell.eu

亚太地区
 电话: +603 8310 6688
 电子邮箱: apac.medical@ansell.com

印度
 电话: +91 22 38124500
 电子邮箱: info.india@ansell.com
澳大利亚与新西兰
 电话: +61 3 9270 7270
 电子邮箱: protection@ap.ansell.com
中国
 电话: +86(21) 3827 5005
 电子邮箱: infochina@ansell.com