

MEDI-GRIP® 无粉乳胶

外科手套

乳胶无粉手术手套，表面有微细纹理，可安全操作器械

- **更强的抓握力：**MEDI-GRIP® Latex 无粉外科手套独特的外表面处理和微纹理表面处理使手套穿戴者能够牢牢抓握医疗器械，在干燥或潮湿的环境中安全操作
- **更高的舒适度：**这款无粉无菌手套采用独特的解剖成形模具和柔软的乳胶配方，可确保极佳的贴合度和手感，在长时间手术和低风险检查中提供持续的舒适感
- **极佳的灵巧性：**其柔软、可塑性强的配方可确保灵巧性，便于操作正在使用的手术器械
- **通过化疗测试：**经 ASTM D6978 测试，MEDI-GRIP® 无乳胶粉手套可安全用于多种化疗药物*。



注意：尚未确定乳胶过敏者是否可安全使用本手套。本产品含有天然橡胶乳胶，可能导致过敏反应。

*有关具体化疗药物渗透时间和建议，请联系 安思尔客户服务部门。

建议用于

- 手术室中的无菌手术
- 在长期持续的程序中提供额外的舒适度
- 简短、低风险的检查程序
- 双层手套时用作外层手套

特色技术



MEDI-GRIP® 值得信赖的日常防护

在全球范围内为外科医生、手术室护士和外科技术人员提供值得信赖的日常防护，使他们可以安全、舒适地开展每天的工作。

MEDI-GRIP® 无粉乳胶

外科手套

产品信息

材料	天然胶乳
粉末含量	无粉
颜色	自然色
厚度	标准
袖口样式	卷边
外层手套表面	光滑的微纹理表面
内层手套表面	聚合物涂层
预防过敏	无
抓握水平	中
可双层佩戴	外层手套
经测试可用于化疗药物	是, 符合ASTM D6978标准 (未列入美国FDA 510k清单)
无孔洞 (检查级别I)	0.65 AQL
无菌	是
产品标准	EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
质量/环境标准	EN 556, ISO 11137-第1部分, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
包装	100双/盒; 3盒/箱; 300双/箱
保质期	3年
存储说明	避免阳光直射; 存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源
硫化化学促进剂	二乙基二硫代氨基甲酸锌(ZDEC), 二丁基二硫代氨基甲酸锌(ZDBC)

订购信息

尺码	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
安思尔产品代码	354101	354102	354103	354104	354105	354106	354107	354108

请联系您当地的安思尔代表, 获取订购信息或其他信息。

北美
 美国电话: 800 952 9916
 加拿大电话: 1-844-494-7854
 电子邮箱: insidesalesus@ansell.com
 Sandel 美国电话: 866 764 3327
 Sandel 电子邮箱: sandel-cs@ansell.com

中美和南美
 电话: +52(442) 296 20 50
 电子邮箱: cs@ansell.com
巴西
 电话: +55-11-3356-3100
 电子邮箱: luvas.medicas@ansell.com

欧洲、中东和非洲
 电话: +32 (0) 2 528 74 00
 电子邮箱: info@ansell.eu

亚太地区
 电话: +603 8310 6688
 电子邮箱: apac.medical@ansell.com

印度
 电话: +91 22 38124500
 电子邮箱: info.india@ansell.com
澳大利亚与新西兰
 电话: +61 3 9270 7270
 电子邮箱: protection@ap.ansell.com
中国
 电话: +86(21) 3827 5005
 电子邮箱: infochina@ansell.com