

MICRO-TOUCH® DermaClean®

基础系列

无粉乳胶检查手套，抓握性能佳

这种非无菌手套抓握性能佳，成为处理仪器、试管或输液设备的医疗工作者的理想手套。安思尔的天然橡胶乳配方，确保手套合体舒适，氯化内表面光滑，更容易穿戴。主要特点和优点


外表面有质感，在潮湿和干燥条件下有很好的抓握性能

- 内表面光滑，易于穿戴
- 低过敏性乳胶减少了患有接触性皮炎的风险

警告: 该产品含有天然橡胶胶乳，可能引起过敏反应。

建议用于

- 简短、低风险的检查程序



MICRO-TOUCH® 随时随地提供防护

MICRO-TOUCH® 优质医学检查手套采用科学的设计，能够满足医疗专业人士的各种需求。精细的设计特征包括：能够确保长时间手术过程中舒适性的安思尔人体工学技术，可防止有害误操作的湿手抓握创新，以及可实现最大灵敏性的超薄薄膜。通用型MICRO-TOUCH为护理人员提供充分准备和舒适防护，使护理人员可以安心专注于最重要的事情：患者及他们自己的健康和防护。

MICRO-TOUCH® DermaClean®

基础系列

产品信息

| | | | |
|--------------|------------|---------|--|
| 材料 | 天然胶乳 | 非天然胶乳制成 | 否 |
| 颜色 | 白色 | 袖口长度 | 标准 |
| 粉末含量 | 无粉 | 外层手套表面 | 全纹理 |
| 无孔洞 (检查级别I) | 1.5 AQL | 手掌厚度 | 0.14 / 5.5 |
| 手指厚度 (毫米/密耳) | 0.16 / 6.3 | 可选尺寸 | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10) |
| 经测试可用于化疗药物 | 否 | 不含硅 | 是 |
| 无菌 | 无 | 防静电 | 未测试 |
| 手套长度 | 240、9.5 | 产品细分 | 基础系列 |

订购信息

| 尺码 | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 安思尔产品代码 | 4570 | 4572 | 4574 | 4576 | 4578 |

包装和储存

| | |
|------|---|
| 包装 | 每盒100只手套，每盒10个盒，每箱1000只手套，每盒80只手套 (XL号) *每箱800只手套 (XL号) |
| 保质期 | 3年 |
| 存储说明 | 避免阳光直射；存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源 |

标准与认证

加州65号提案, CE认证编号, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 13485, ISO 10993-5, ISO 9001, ISO 11193-1:2008, ISO 10993-1, ISO 10993-10, ISO 10993-10:2002, 食品类型: 橡胶

请联系您当地的安思尔代表，获取订购信息或其他信息。

北美
 美国电话: 800 952 9916
 加拿大电话: 1-844-494-7854
 电子邮箱: insidesalesus@ansell.com

拉丁美洲和加勒比地区
 电话: +52(442) 296 20 50
 电子邮箱: cslac@ansell.com
 巴西电话: +55-11-3356-3100
 巴西电子邮箱: luvas.medicas@ansell.com

欧洲、中东和非洲
 电话: +32 (0) 2 528 74 00
 电子邮箱: info@ansell.eu

亚太地区
 电话: +603 8310 6688
 电子邮箱: apac.medical@ansell.com

澳大利亚与新西兰
 电话: +61 3 9270 7270
 电子邮箱: protection@ap.ansell.com