

# MICRO-TOUCH® NITRA-TEX™

多用途

## 丁腈，无粉末，具有很强的屏障保护的检查手套

这款非无菌手套由柔软的合成材料制成，具有舒适的贴合感。对多种常用化学物质具有较强的防护性能。较强的抗撕裂性能提供最佳防护，氯化内涂层便于穿戴；主要功能和优点

- 对多种常用化学药品有较强的抵抗力
- 可防止I型乳胶过敏
- 与化疗药物一起使用，请参阅产品包装或联系安思尔客服以了解具体的化疗药物渗透时间和注意事项：没有一种手套能完全防护所有的化学物质。用户应根据使用的特定化学品和环境测试本产品的适用性； \*\*此产品仅在亚太地区提供。



### 建议用于

- 经测试可与化疗药物一起使用
- 标准、中等风险检查程序
- 环保设施
- 防止HCW或患者I型乳胶过敏

### 特色技术



## MICRO-TOUCH® 随时随地提供防护

MICRO-TOUCH® 优质医学检查手套采用科学的设计，能够满足医疗专业人士的各种需求。精细的设计特征包括：能够确保长时间手术过程中舒适性的安思尔人体工学技术，可防止有害误操作的湿手抓握创新，以及可实现最大灵敏性的超薄薄膜。通用型MICRO-TOUCH为护理人员提供充分准备和舒适防护，使护理人员可以安心专注于最重要的事情：患者及他们自己的健康和防护。

# MICRO-TOUCH® NITRA-TEX™

多用途

## 产品信息

材料	丁腈	非天然胶乳制成	是
颜色	蓝色	袖口长度	标准
粉末含量	无粉	外层手套表面	全纹理
无孔洞 (检查级别I)	AQL (合格质量标准) 1.5	手掌厚度	0.12 / 4.7
手指厚度 (毫米/密耳)	0.15 / 5.9	预防过敏	乳胶 (I型)
可选尺寸	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	经测试可用于化疗药物	是, 符合ASTM D6978标准 (未列入美国FDA 510k清单)
无菌	无	防静电	未测试
手套长度	250 / 9.8	产品细分	多用途

## 订购信息

尺码	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
安思尔产品代码	4479	4470	4472	4474	4476

## 包装和储存

包装	每个分配器有100只手套; 每箱10个分配器; 每箱1000只手套
保质期	3年
存储说明	避免阳光直射; 存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源

## 标准与认证

EN 374-2 and -4, EN ISO 21420:2020, ISO 13485, ISO 10993-10, ISO 9001, ISO 11737

请联系您当地的安思尔代表, 获取订购信息或其他信息。

**北美**  
 美国电话: 800 952 9916  
 加拿大电话: 1-844-494-7854  
 电子邮箱:  
 insidesalesus@ansell.com

**拉丁美洲和加勒比地区**  
 电话: +52(442) 296 20 50  
 电子邮箱: cslac@ansell.com  
 巴西电话: +55-11-3356-3100  
 巴西电子邮箱:  
 luvas.medicas@ansell.com

**欧洲、中东和非洲**  
 电话: +32 (0) 2 528 74 00  
 电子邮箱:  
 info@ansell.eu

**亚太地区**  
 电话: +603 8310 6688  
 电子邮箱:  
 apac.medical@ansell.com

**澳大利亚与新西兰**  
 电话: +61 3 9270 7270  
 电子邮箱:  
 protection@ap.ansell.com