

MICRO-TOUCH® SensiClean® II

基础系列

乳胶，无粉，检查手套，提高触觉敏感度和灵活性

这种非无菌手套结合了卓越的触觉敏感性和高水平的舒适性，同时提供积极的，非侵略性的抓握能力。天然胶乳配方确保了舒适，合身的手套，而安思尔的广泛浸出阶段确保非常低的残余蛋白质含量，因此适合敏感，脆弱的皮肤。主要功能和优点•双重氯化内表面非常适合于毫不费力的双重手套，同时对脆弱的皮肤保持非常温和•温和的纹理表面，确保在干湿情况下的抓握能力•低过敏性乳胶可降低因缺少秋兰姆而导致的接触性皮炎的风险；注意：本产品包含天然橡胶乳胶（乳胶），可能会引起某些使用者的过敏反应。

建议用于

- 增强触觉灵敏度和灵活性，特别适用于精细操作
- 简短、低风险的检查程序
- 潮湿穿戴



MICRO-TOUCH® 随时随地提供防护

MICRO-TOUCH® 优质医学检查手套采用科学的设计，能够满足医疗专业人士的各种需求。精细的设计特征包括：能够确保长时间手术过程中舒适性的安思尔人体工学技术，可防止有害误操作的湿手抓握创新，以及可实现最大灵敏性的超薄薄膜。通用型MICRO-TOUCH为护理人员提供充分准备和舒适防护，使护理人员可以安心专注于最重要的事情：患者及他们自己的健康和防护。

MICRO-TOUCH[®] SensiClean[®] II

基础系列

产品信息

材料	天然胶乳	非天然胶乳制成	否
颜色	白色	袖口长度	标准
粉末含量	无粉	外层手套表面	全纹理
无孔洞 (检查级别I)	AQL (合格质量标准) 1.5	手掌厚度	0.14 / 5.5
手指厚度 (毫米/密耳)	0.15 / 5.9	可选尺寸	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
经测试可用于化疗药物	否	无菌	无
防静电	未测试	手套长度	240 / 9.5
产品细分	基础系列		

订购信息

尺码	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
安思尔产品代码	4566	4560	4562	4564	4568

包装和储存

包装	100双/手套抽取盒, 10抽取盒/箱, 1000双/箱
保质期	3年
存储说明	避免阳光直射; 存放在阴凉干燥的地方。远离臭氧或点火源

标准与认证

Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 455 Part 2, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN ISO 21420:2020, ISO 11193, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10

请联系您当地的安思尔代表, 获取订购信息或其他信息。

北美
 美国电话: 800 952 9916
 加拿大电话: 1-844-494-7854
 电子邮箱: insidesalesus@ansell.com

拉丁美洲和加勒比地区
 电话: +52(442) 296 20 50
 电子邮箱: cslac@ansell.com
 巴西电话: +55-11-3356-3100
 巴西电子邮箱: luvas.medicas@ansell.com

欧洲、中东和非洲
 电话: +32 (0) 2 528 74 00
 电子邮箱: info@ansell.eu

亚太地区
 电话: +603 8310 6688
 电子邮箱: apac.medical@ansell.com

澳大利亚与新西兰
 电话: +61 3 9270 7270
 电子邮箱: protection@ap.ansell.com