



Sterilní obličejová maska BioClean™ Clearview VFM210-T-SLOT s vázáním na kuklu

Sterilní masky se zavazovacím kšiltem, které nabízejí pokročilou účinnost filtrace bakterií a částic.

- **Pokročilá obrana:** BioClean™ Clearview Sterilní obličejová maska VFM210-T-SLOT s vázáním na kuklu poskytuje vysokou účinnost filtrace bakterií a částic.
- **Vylepšené funkce:** Tato sterilní obličejová maska s vázacím štítem má opticky čirý štít s vrstvou proti zamlžování pro optimální vidění.
- **Zvýšené pohodlí:** Konstrukce BioClean™ Clearview Sterile Tie on Visor Facemask VFM210-T-SLOT rovněž zajišťuje dostatečné větrání, což přispívá ke zvýšení pohodlí uživatele.



Key Features and Benefits

- **Vysoká účinnost filtrace bakterií a částic:** Optimalizovaná ochrana
- **Zorník s úpravou proti zamlžování:** Pro ničem nerušený výhled bez zkreslení.

Průmyslová odvětví

- Kontrolovaná a kritická prostředí
- Práce v laboratoři a výzkum
- Produkce a výroba

Doporučeno pro

- Biotechnologie – mísicí operace
- Čištění a příprava čistého prostoru
- Výroba zdravotnických přístrojů
- Příprava farmaceutických produktů
- Výroba polovodičů
- Montáž bílé techniky



Sterilní obličejová maska BioClean™ Clearview VFM210-T- SLOT s vázáním na kuklu

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiál	Polypropylen, polyetylen
Kontrolní standardy	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Standardy	ISO 2859, ISO 9001:2015
Přehled balení	1 ks v zataveném vnitřním polyetylenovém sáčku; 25 vnitřních sáčků v zataveném vnějším polyetylenovém sáčku; 4 vnější sáčky na vyztužený karton (100 ks)
Země původu	Čína
Metoda sterilizace	Gamma Irradiation
Minimální dávka sterilizace	25kGy
Úroveň zajištění sterility	10 ⁻⁶
Pokyny pro skladování	Skladujte v chladném (<40°C) a suchém prostředí mimo přímé sluneční světlo a fluorescentní světlo.
Životnost při uskladnění	Pět (5) let od data výroby

PHYSICAL PROPERTIES

Barva	Bílá
Typ řetězce	Vazby
Celkové rozměry	ŠÍŘKA (± 5mm): 210mm VÝŠKA (± 5mm): 95mm
Outer Layer	Netkaný spunbonded polyester (hydrofobní)

PERFORMANCE INFORMATION

Třída čistých prostor	Class 10/ISO Class 4 & EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Viral Filtration Efficiency	93,8 % při 3,0 mikrometrech

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

	VELIKOST	Úvazky
VFM210-T-SLOT	OBJEDNACÍ Č.	VFM210-T

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka zodpovídá za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

