

Denominado anteriormente: MICROGARD® 2500 Apron - Model 213

### Delantal protector de laminado microporoso duradero, que mantiene a los usuarios a salvo de los agentes biológicos..

- **Protección especializada:** Este delantal de protección AlphaTec® alcanza las más altas clasificaciones de protección contra agentes biológicos, de conformidad con la norma EN 14126 para la penetración de sangre, fluidos corporales y agentes patógenos transmitidos por la sangre.
- **Mayor durabilidad:** Su exclusivo material no tejido laminado de polietileno microporoso ofrece una excelente resistencia y durabilidad, para una protección personal con mayor longevidad.
- **Reducción de los riesgos de contaminación:** Como el material de este delantal de seguridad también desprende pocas pelusas por su diseño, se reducen al mínimo las posibilidades de contaminación en zonas críticas.



## Industrias

- Ciencias de la Vida
- Industria
- Químico
- Fuerzas Policiales

## Aplicaciones


- Transferencia de líquidos y sólidos
- Fugas, derrames u otras filtraciones imprevistas
- Desinfección y saneamiento de plantas
- Respuesta de Emergencias
- Limpieza de derrames o fugas
- Mantenimiento
- Entornos Contaminados

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

- **Barrera protectora:** Alto grado de protección contra agentes biológicos\*.
- **Formulación única de laminado microporoso:** mayor resistencia y durabilidad
- **Material que desprende pocas pelusas:** Reducción del riesgo de contaminación en zonas críticas

\*de conformidad con la norma EN 14126, para la penetración de sangre, fluidos corporales y agentes patógenos transmitidos por la sangre

## Diagrama de materiales



## Diagrama de costuras



## Performance Standards



EN ISO 13688:2013



## Información sobre el producto

Información sobre el producto	
Tallas Disponibles	Talla única
Color	Blanco
País de Origen	China
Resumen de Empaque	50 cada bolsa comprimida
Material del Producto	Laminado de polipropileno microporoso no tejido
Modelo	Delantal 2500 - Modelo 213
Resumen de Estándares	No certificado como EPI
Tipo de Costura	Cosidas
Fecha de Caducidad	5 years
Referencia Número	W25S213

## Componentes y accesorios del traje

### Componentes y accesorios del traje

#### Características de diseño

Delantal con cierre de cintas en la cintura y cintas de 100 cm

### Para mayor información, visítenos en [www.ansell.com](http://www.ansell.com), o llame al

#### Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

#### Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

#### Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

#### Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

