

GAMMEX™ Non-Latex PI Micro

LEIKKAUSKÄSINEET

Polyisopreeniset, ihoystävälliset kirurgiset käsineet, jotka takaavat poikkeuksellisen näppäryyden ja tuntoherkkyyden.



- **Kohennut tuntoherkkyys ja näppäryys:** Ansellin ainutlaatuisen pehmeän mutta vahvan polyisopreenin koostumuksen ja prosessin yhdistelmä tekee GAMMEX™ Non-Latex PI Micro -kirurgisista käsineistä 15 % ohuempia*, mikä takaa poikkeuksellisen hienovaraisen kirurgisen käsittelyn ja käsien suojan.
- **Ihoystävälliset:** Nämä lateksittomat kirurgiset käsineet poistavat I-tyypin lateksiallergian riskin, ja niiden urauurtava ei-herkistävä polyisopreenin (PI) koostumus eliminoi allergista kosketushottumaa aiheuttavien kemiallisten kiihdyttimien käytön.
- **Erinomainen pitotehokkuus:** Ainutlaatuinen mikroteksturoitu ulkopinta tarjoaa turvallisen otteen kirurgisia instrumentteja käsiteltäessä sekä kuivissa että kosteissa olosuhteissa.
- **Kemotestattu:** Nämä steriilit kirurgiset käsineet on testattu ASTM D6978 -standardin mukaisesti, joten niitä voidaan käyttää turvallisesti useiden kemoterapialääkkeiden kanssa***.

***Ota yhteyttä Ansellin asiakaspalveluun erityisten kemoterapialääkkeiden läpäisyajkojen ja suositusten saamiseksi.

Suositus

- Suojaus kemiallisia kiihdyttämiä vastaan, kuten tiuraamit, karbamaatit ja merkaptot, joiden tiedetään aiheuttavan tyypin IV allergioita
- Kaikki leikkaukset, erityisesti oftalmologian, mikro- sekä sydän- ja verisuonikirurgia
- Parannettu tuntoherkkyys ja kätevyys, erityisesti hienovaraisiin toimenpiteisiin
- Läpäissyt Mouse Embryo Assay (MEA) -testin ja voidaan käyttää koeputkihedelmöityshoidoissa (IVF)

KÄYTETYT TEKNOLOGIAT



GAMMEX™ Suojaava innovaatio

Innovaation vetämänä, GAMMEX™ -kirurgiset käsineet on suunniteltu vastaamaan kirurgisen yhteisön muuttuviin käyttäjien tarpeisiin. Ainutlaatuisilla formulaatioilla ja huipputeknologialla, ergonomisella mukavuudella ja erinomaisella suojauksella terveydenhuollon työntekijät ympäri maailmaa uskovat katensa meidän itsellemme.

GAMMEX™ Non-Latex PI Micro

LEIKKAUSKÄSINEET

TUOTETIEDOT

Materiaali	Polyisoprene
Väri	Valkoinen
Paksuus	Micro
Rannekemalli	Kohoreunainen SureFit-teknologialla
Käsineen ulkopinta	Tasainen, mikrokuvioitu viimeistely
Käsineen sisäpinta	Polymeeripinnoitettu DERMASHIELD™-teknologialla
Allergian ehkäisy	Lateksi (tyyppi I)
Otepidon taso	Keskitaso
Kaksoiskäsineen käytön suositus	Ulkokäsine
Testattu käytettäväksi kemoterapialääkkeiden kanssa	Kyllä, ASTM D6978:n mukaisesti Ei listattu US FDA 510k:ssa
Läpäisemättömyys (tarkastustaso I)	0.4 AQL
Steriili	Kyllä
Tuotestandardit	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493 (PPE) + CE 2797 (MD) , EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107
Laatu-/Ympäristöstandardit	EN 556, ISO 11137-osa 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Pakkaus	50 paria laatikossa, 4 laatikkoa kuljetuspakkauksessa/osastopakkauksessa, 200 paria kuljetuspakkauksessa/osastopakkauksessa
Säilyvyys	3 years
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa. Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilta ja syttymislähteiltä.
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	Ksantaatit, Sinkkidialkyyliditiokarbamaatti

TILAUSTIEDOT

Koko	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Tuotekoodi	340057055	340057060	340057065	340057070	340057075	340057080	340057085	340057090

Ota yhteyttä Ansell-edustajaasi tilauksen tekemiseksi tai lisätietojen saamiseksi.

Pohjois-Amerikka
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email: insidesalesus@ansell.com
Sandel US Tel: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Keski- ja Etelä-Amerikka
Tel: +52(442) 296 20 50
Email: cs@ansell.com
Brasilia
Tel: +55-11-3356-3100
Email: luvass.medicas@ansell.com

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Aasian ja Tyynenmeren alue
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

Intia
Puh: +91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Australia ja Uusi-Seelanti
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com
Kiina
Puh: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com