

## DISPOS-A-GLOVE® Stérile Simple

G a m m e s e s s e n t i e l l e s

**Ces gants d'examen médical synthétiques en emballage individuel sont idéaux pour les applications stériles de courte durée.**

- **Stérile** : emballés dans un seul gant stérile par sachet, ces gants non poudrés conviennent aux procédures d'examen médical stériles (non chirurgicales).
- **Réduction du risque d'allergie** : Ce gant synthétique est fabriqué à partir de matériaux copolymères (film d'éthylène-acétate de vinyle), ce qui le rend utilisable par les personnes allergiques au latex de caoutchouc naturel (allergies de type I).
- **Sensibilité accrue** : Ce gant offre également une bonne sensibilité tactile au porteur.
- **Ami des doubles gants** : DISPOS-A-GLOVE® peut être utilisé comme doublure de gant pour une protection accrue.
- **Rentabilité** : ce gant synthétique à usage stérile est proposé à un prix compétitif.
- **Facilité d'enfilage** : ce gant est emballé sur un papier support, ce qui facilite l'enfilage.

### Recommandé pour

- Procédures stériles en dehors du BO
- Procédures d'examen courtes et à faible risque
- Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients



DISPOS-A-GLOVE

# DISPOS-A-GLOVE® Stérile Simple

Gammes essentielles

## INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	EVA (éthylène-acétate de vinyle)	Absence de caoutchouc naturel en latex	Oui
Couleur	Transparent	Longueur manchette	Standard
Teneur en poudre	Sans poudre	Surface externe du gant	Finition lisse
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	Épaisseur paume (mm/mil)	0.03 / 1.2
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.03 / 1.2	Prévention des allergies	Latex (Type I)
Tailles disponibles	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9)	Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Non
Stérile	Oui	Antistatique	Non testé
Longueur du gant	278 / 10,9	Segmentation des produits	Gammes essentielles

## INFORMATIONS DU PRODUIT

Taille	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)
Code produit	MDG601	MDG701	MDG801

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	1 gant par pochette en papier 100 gants par boîte 14 boîtes par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

## NORMES ET CERTIFICATIONS

Numéro CE, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I



## Accélérateurs chimiques de vulcanisation

Néant

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord (États-Unis) : 800 952 9916 (Canada) : 1-844-494-7854 insidesalesus@ansell.com	Amérique centrale et du Sud Tél. : +52(442) 296 20 50 E-mail : cslac@ansell.com Brésil Tél. : +55 11 3356 3100 E-mail : luvas.medicas@ansell.com	Europe, Moyen-Orient et Afrique Tél. : +32 (0) 2 528 74 00 E-mail : info@ansell.eu	Asie-Pacifique Tél. : + 603 8310 6688 E-mail: apac.medical@ansell.com	Australie et Nouvelle-Zélande Tél. : + 61 3 9270 7270 E-mail : protection@ap.ansell.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking).  
© 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.