

MEDI-GRIP® Latex Powder-Free

SARUNG TANGAN BEDAH

Sarung tangan bedah lateks, bebas bedak dengan sentuhan akhir bertekstur mikro untuk penanganan instrumen yang aman

- Daya genggam yang lebih baik: Perlakuan permukaan luar yang unik dan lapisan akhir bertekstur mikro pada sarung tangan bedah MEDI-GRIP® Latex Powder-Free memungkinkan pemakai sarung tangan menggenggam instrumen medis dengan kuat untuk penanganan yang aman dalam kondisi kering atau lembap
- **Kenyamanan yang lebih baik:** Cetakan anatomi yang unik dan formulasi lateks yang lembut pada sarung tangan steril bebas bedak ini memastikan kesesuaian dan rasa yang sangat baik, menawarkan kenyamanan yang tahan lama selama prosedur yang lama dan pemeriksaan berisiko rendah
- Ketangkasan yang luar biasa: Formulasinya yang lembut dan lunak memastikan ketangkasan untuk mendukung kemudahan manipulasi instrumen bedah yang digunakan
- **Teruji kemoterapi:** Diuji dengan ASTM D6978, sarung tangan MEDI-GRIP® Latex Powder-Free aman digunakan dengan berbagai macam obat kemoterapi*.



PERHATIAN: Penggunaan sarung tangan ini secara aman oleh individu yang sensitif terhadap lateks belum ditentukan. Produk ini mengandung lateks karet alam yang dapat menyebabkan reaksi alergi.

*Hubungi Layanan Pelanggan Ansell untuk rekomendasi dan waktu peresapan obat kemoterapi tertentu

Direkomendasikan untuk

- Prosedur steril di ruang operasi
- Kenyamanan ekstra selama prosedur yang lama dan berkelanjutan
- Prosedur pemeriksaan singkat dan berisiko rendah
- Digunakan sebagai sarung tangan luar ketika menggunakan merangkap sarung tangan rangkap

TEKNOLOGI UNGGULAN



MEDI-GRIP®
Perlindungan Setiap Hari
yang Dapat Anda Andalkan

Dipercaya di seluruh dunia untuk memberikan perlindungan yang dapat diandalkan setiap hari oleh dokter bedah, perawat ruang operasi, dan teknisi bedah untuk melakukan tugas sehari-hari mereka dengan aman dan nyaman.

MEDI-GRIP[®] Latex Powder-Free

SARUNG TANGAN BEDAH

INFORMASI PRODUK

Bahan	Lateks Karet Alam
Kandungan Serbuk	Bebas Serbuk
Warna	Alami
Ketebalan	Standar
Gaya Manset	Bergelang
Permukaan Sarung Tangan Eksternal	Halus dengan Lapisan Bertekstur Mikro
Permukaan Sarung Tangan Internal	Berlapis Polimer
Pencegahan Alergi	Nihil
Tingkat Genggaman	Sedang
Rekomendasi Perangkapan Sarung Tangan	Sarung tangan luar
Diuji untuk Digunakan bersama Obat Kemoterapi	Ya, menurut ASTM D6978 (Tidak tercantum dalam FDA AS 510k)
Bebas dari Lubang (Tingkat Inspeksi I)	0.65 AQL
Steril	Ya
Standar Produk	EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Standar Kualitas/Lingkungan	EN 556, ISO 11137-Bagian 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Pengemasan	100 pairs per box; 3 boxes per carton/case; 300 pairs per carton/case
Masa Simpan	3 years
Petunjuk Penyimpanan	Jauhkan dari cahaya matahari langsung; simpan di tempat yang sejuk dan kering. Jauhkan dari sumber ozon atau pengapian
Akselerator Kimiawi Vulkanisasi	Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC), Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)

INFORMASI PEMESANAN

Ukuran	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Kode Produk	354101	354102	354103	354104	354105	354106	354107	354108

Hubungi perwakilan Ansell untuk pemesanan atau informasi lebih lanjut.

Amerika Utara
AS Telp.: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email: insidesalesus@ansell.com
Sandel AS Tel: 866 764 3327
SAndel Email: sandel-cs@ansell.com

Amerika Tengah & Selatan
Telp.: +52(442) 296 20 50
Email: cs lac@ansell.com
Brasil
Telp.: +55-11-3356-3100
Email: luvas.medicas@ansell.com

Eropa, Timur Tengah & Afrika
Telp.: +32 (0)2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asia Pasifik
Telp.: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

India
Telp.: +91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Australia & Selandia Baru
Telp.: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com
Tiongkok
Telp.: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com