

GAMMEX® Latex Micro

GUANTI CHIRURGICI

Guanti chirurgici in lattice, senza polvere, che offrono un'eccezionale sensibilità tattile e destrezza

- **Aumento della destrezza e della sensibilità tattile:** Realizzati con uno spessore inferiore del 15% rispetto ai guanti chirurgici in lattice standard di Ansell per maggiore finezza chirurgica questi guanti sterili GAMMEX® offrono eccezionale precisione nell'esecuzione di procedure delicate
- **Comfort ergonomico elevato:** Gli esclusivi formatori anatomici dei guanti Ansell garantiscono guanti chirurgici progettati per maggiore comfort e movimento per ridurre l'affaticamento della mano
- **Si indossa e si toglie con facilità:** Un esclusivo rivestimento interno, reso possibile dalla tecnologia Ansell di ausilio alla vestizione, consente una facile vestizione e svestizione in condizioni di mani asciutte o umide, sia per la prima donazione che durante le procedure intraoperatorie.



ATTENZIONE: non è stato verificato l'uso sicuro di questi guanti da parte di soggetti sensibilizzati al lattice. Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale, che potrebbe causare reazioni allergiche.

Consigliato per

- Tutti gli interventi chirurgici, in particolare le operazioni delicate di oftalmologia, microchirurgia e cardiovascolari
- Destrezza e sensibilità tattile migliorate, soprattutto negli interventi delicati
- Calzare i guanti con le mani umide
- Previene dell'affaticamento oculare

TECNOLOGIE INTEGRATE



GAMMEX® Innovazione che protegge

Frutto di innovazione, i guanti chirurgici GAMMEX® sono realizzati per rispondere alla continua evoluzione delle esigenze del personale chirurgico. Grazie a formulazioni uniche e tecnologie d'avanguardia, comfort ergonomico e protezione superiore, gli operatori sanitari di tutto il mondo affidano le loro mani alle nostre.

GAMMEX[®] Latex Micro

GUANTI CHIRURGICI

INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	Lattice di gomma naturale
Contenuto di polvere	Senza polvere
Colore	Marrone
Spessore	Micro
Modello di polso	Dritto con SUREFIT™ Technology
Superficie esterna del guanto	Liscia con finitura microtesturizzata
Superficie interna guanto	Polimero rivestito con DERMASHIELD™ Technology
Prevenzione dalle allergie	Nessuna
Livello di presa	Moderato
Raccomandazione doppia calzata	Guanto esterno o sottoguanto
Testati per uso con farmaci chemioterapici	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 (non in elenco in US FDA 510k)
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	0,65 AQL
Sterile	Sì
Norme sui prodotti	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Norme di qualità/ambientali	EN 556, ISO 11137 Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Confezionamento	50 paia per scatola; 4 scatole per cartone/scatolone; 200 paia per cartone/scatolone
Durata	3 anni
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	Di-N-butil-ditiocarbammato di sodio (SDBC), Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC), Zinco-2-mercaptobenzotiazolo (ZMBT)

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Codice prodotto	330052055	330052060	330052065	330052070	330052075	330052080	330052085	330052090

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

Nord America
 US Tel: 800 952 9916
 CA Tel: 1-844-494-7854
 E-mail: insidesalesus@ansell.com
 Sandel US Tel: 866 764 3327
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

America Centrale & Sud America
 Tel: +52(442) 296 20 50
 E-mail: cslac@ansell.com
Brasile
 Tel: +55-11-3356-3100
 Email: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Medio Oriente ed Africa
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacifico
 Tel: +603 8310 6688
 Email: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: +91 22 38124500
 Email: info.india@ansell.com
Australia e Nuova Zelanda
 Tel: +61 3 9270 7270
 Email: protection@ap.ansell.com
Cina
 Tel: +86(21) 3827 5005
 Email: infochina@ansell.com