

# GAMMEX® PI Hybrid

GUANTES QUIRÚRGICOS

## Guantes quirúrgicos sintéticos híbridos que ofrecen la comodidad del poliisopreno y la resistencia del neopreno

- **Mayor comodidad y durabilidad:** Fabricados con la tecnología de mezcla sintética patentada de Ansell, estos guantes quirúrgicos sin látex combinan la comodidad similar al látex del poliisopreno (PI) con la durabilidad del neopreno para que los usuarios experimenten lo mejor de ambos mundos.
- **Reducción de los riesgos de alergia:** Al ser un guante quirúrgico sin látex, GAMMEX® PI Hybrid elimina el riesgo de alergia al látex, al tiempo que elimina una serie de alérgenos\* conocidos por causar dermatitis alérgica de contacto.
- **Rendimiento ergonómico certificado:** Este guante quirúrgico PI está certificado por United States Ergonomics con una reducción del 32,3% del esfuerzo muscular de la mano\*\*.
- **Ventaja del doble guante:** Este guante semitransparente es un guante exterior excelente para el doble enguantado con un guante interior de color para facilitar la detección de la infracción.
- **Probado para quimioterapia:** Probado por ASTM D6978 y puede utilizarse con una gama de quimiofármacos\*\*\*.



\*Libres de proteínas de látex de caucho natural y no contienen Zinc 2-mercaptobenzotiazol (ZMBT), Difenilguanidina (DPG) y cloruro de cetilpiridinio (CPC)

\*\* En comparación con la mano desnuda

\*\*\*Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Ansell para obtener recomendaciones y tiempos específicos de permeación de fármacos quimioterapéuticos.



### Recomendado para

- Fácil identificación de una rotura en el guante
- Protección de alergias al látex Tipo I en trabajadores sanitarios o pacientes
- Uso como guante exterior en caso de doble enguantado

### TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



## GAMMEX® Innovación que protege

Impulsados por la innovación, los guantes quirúrgicos GAMMEX® están diseñados para responder a las necesidades en continua evolución de los usuarios de la comunidad quirúrgica. Con formulaciones exclusivas y tecnologías de vanguardia, un confort ergonómico y una protección superior, los profesionales de la salud de todo el mundo confían sus manos en las nuestras.

# GAMMEX® PI Hybrid

GUANTES QUIRÚRGICOS

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	PI (Poliisopreno), Neopreno (Policloropreno)
Contenido de Polvo	Sin polvo
Color	Natural
Grosor	Estándar
Tipo de Puño	Reborde con tecnología SUREFIT™
Superficie Externa del Guante	Liso con acabado microtexturado
Superficie Interna del Guante	Revestimiento de polímero con tecnología DERMASHIELD™
Prevención contra Alergias	Látex Tipo I
Nivel de Agarre	Moderar
Recomendación de Doble Enguantado	Guante Exterior
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Sí, en conformidad con ASTM D6978 y aprobado por la FDA de EE.UU.
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	AQL 0,65
Estéril	Sí
Normativas del producto	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Normas de Calidad/Medioambientales	EN 556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Envasado	50 pares por caja; 4 cajas por caja de embalaje; 200 pares por caja de embalaje
Fecha de Caducidad	3 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Aceleradores químicos de vulcanización	Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ), Dietilditiocarbamato de zinc (DECZ), Di-n-butilditiocarbamato de sodio (DBCS), Polisulfuro de xantogeno

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Código de producto	340063055	340063060	340063065	340063070	340063075	340063080	340063085	340063090

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

**América del Norte**  
 US Tel: 800 952 9916  
 CA Tel: 1-844-494-7854  
 Email: insidesalesus@ansell.com  
 Sandel USA Tel: 866 764 3327  
 Sandel email: sandel-cs@ansell.com

**Ansell Comercial Mexico**  
 Tel: +52 442 296 2050  
 Email: latam.medical@ansell.com  
**Ansell Brasil Ltda**  
 +55 (11) 3356-3100  
 Email: latam.medical@ansell.com  
**Ansell Colombia SAS**  
 Tel: +57 1 288 3247  
 Email: latam.medical@ansell.com

**Europa, Oriente Medio y África**  
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
 Email: info@ansell.eu  
**Asia Pacífico**  
 Tel: +603 8310 6688  
 Email: apac.medical@ansell.com

**India**  
 Tel: + 91 22 38124500  
 Email: info.india@ansell.com  
**Australia y Nueva Zelanda**  
 Tel: +61 3 9270 7270  
 Email: protection@ap.ansell.com  
**China**  
 Tel: +86(21) 3827 5005  
 Email: infochina@ansell.com