

ENCORE[®] Sensi-Touch[®] PF

GUANTES QUIRÚRGICOS

Guantes quirúrgicos sin polvo de látex con una formulación resistente, para la protección diaria de las manos.

- **Protección personal segura:** Los guantes quirúrgicos ENCORE[®] Sensi-Touch[®] PF no contienen polvo y presentan una fórmula resistente que garantiza una protección diaria en la que puede confiar para intervenciones quirúrgicas generales.
- **Comodidad y ajuste fiables:** Estos guantes quirúrgicos estériles se han diseñado utilizando los moldeadores anatómicos patentados de Ansell para ofrecer comodidad y destreza en el movimiento de la mano.
- **Colocación sin esfuerzo:** Gracias a su acabado interno con revestimiento de polímero, estos fiables guantes quirúrgicos son rápidos y fáciles de poner.
- **Agarre seguro:** Estos guantes quirúrgicos de látex también presentan una superficie externa lisa, con un acabado microtexturizado, para una manipulación segura del instrumental.
- **Quimioprobados:** Han sido probados para su uso con quimiofármacos, de acuerdo con los requisitos ASTM D6978.

PRECAUCIÓN: No se ha establecido el uso seguro de estos guantes por parte de personas sensibilizadas al látex - este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.

Recomendado para

- Procedimientos de exploración rápidos y de bajo riesgo
- Procedimientos estériles en quirófano.
- Uso como guante exterior en caso de doble enguantado
- Procedimientos estériles fuera del quirófano.



ENCORE[®]
La confianza necesaria para
un magnífico desempeño

Ofrece soluciones optimizadas diseñadas para garantizar un alto grado de confianza a cirujanos, enfermeras de quirófano y técnicos quirúrgicos que buscan protección con un alto nivel de destreza, confort y agarre para que puedan rendir al máximo.

ENCORE[®] Sensi-Touch[®] PF

GUANTES QUIRÚRGICOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Látex de caucho natural
Contenido de Polvo	Sin polvo
Color	Natural
Grosor	Estándar
Tipo de Puño	Con reborde
Superficie Externa del Guante	Liso con acabado microtexturado
Superficie Interna del Guante	Revestimiento de polímero
Prevención contra Alergias	Ninguna
Nivel de Agarre	Moderar
Recomendación de Doble Enguantado	Guante Exterior
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Si de acuerdo con ASTM D6978 y no listado en los Estados Unidos FDA 510k
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	AQL 0,65
Estéril	Sí
Normativas del producto	ASTM D3577, REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Normas de Calidad/Medioambientales	ISO 13485, ISO 9001
Envasado	50 pares por caja; 4 cajas por caja de embalaje; 200 pares por caja de embalaje
Fecha de Caducidad	3 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Aceleradores químicos de vulcanización	Dietilditiocarbamato de zinc (DECZ), Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Código de producto	7821PF	7822PF	7823PF	7824PF	7825PF	7826PF	7827PF	7828PF

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

América del Norte
 US Tel: 800 952 9916
 CA Tel: 1-844-494-7854
 Email: insidesalesus@ansell.com
 Sandel USA Tel: 866 764 3327
 Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Ansell Comercial Mexico
 Tel: +52 442 296 2050
 Email: latam.medical@ansell.com
Ansell Brasil Ltda
 +55 (11) 3356-3100
 Email:latam.medical@ansell.com
Ansell Colombia SAS
 Tel: +57 1 288 3247
 Email: latam.medical@ansell.com

Europa, Oriente Medio y África
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00
 Email: info@ansell.eu
Asia Pacífico
 Tel: +603 8310 6688
 Email: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: + 91 22 38124500
 Email: info.india@ansell.com
Australia y Nueva Zelanda
 Tel: +61 3 9270 7270
 Email: protection@ap.ansell.com
China
 Tel: +86(21) 3827 5005
 Email: infochina@ansell.com