

# MEDI-GRIP® Latex Standard

GUANTES QUIRÚRGICOS

## Guantes quirúrgicos de látex sin polvo, que ofrecen comodidad y protección fiables.

- **Comodidad y destreza fiables:** La fórmula de látex suave y el grosor optimizado de estos guantes quirúrgicos de látex garantizan al personal quirúrgico la protección de las manos, la comodidad y la destreza que necesitan al realizar los procedimientos cotidianos.
- **Rendimiento ergonómico:** Los moldeadores anatómicos patentados de Ansell están diseñados para ofrecer al usuario un ajuste y un tacto excelentes con una fatiga mínima de la mano.
- **Colocación sin esfuerzo:** Los guantes quirúrgicos sin polvo MEDI-GRIP® Latex Standard tienen un recubrimiento de polímero aplicado en el interior del guante para facilitar su colocación.
- **Manejo seguro de la quimioterapia:** Probados conforme a la norma ASTM D6978, estos fiables guantes quirúrgicos pueden utilizarse de forma segura con una amplia gama de fármacos quimioterapéuticos\*\*.

**PRECAUCIÓN:** No se ha establecido el uso seguro de estos guantes por personas sensibilizadas al látex. Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.

\*\*Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Ansell para obtener recomendaciones y tiempos específicos de permeación de fármacos quimioterapéuticos.

### Recomendado para

- Procedimientos estériles en quirófano.
- Mejor agarre en entornos húmedos
- Uso como guante exterior en caso de doble enguantado

### TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



**MEDI-GRIP®**  
Protección diaria en la que  
puede confiar

Apreciados en todo el mundo por su protección diaria, los cirujanos, las enfermeras de quirófano y los técnicos quirúrgicos pueden confiar en ellos para realizar sus tareas diarias de forma segura y cómoda.

# MEDI-GRIP® Latex Standard

GUANTES QUIRÚRGICOS

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Látex de caucho natural
Contenido de Polvo	Sin polvo
Color	Natural
Grosor	Estándar
Tipo de Puño	Con reborde
Superficie Externa del Guante	Liso con acabado microtexturado
Superficie Interna del Guante	Revestimiento de polímero
Prevención contra Alergias	Ninguna
Nivel de Agarre	Moderar
Recomendación de Doble Enguantado	Guante Exterior
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	AQL 0,65
Estéril	Sí
Normativas del producto	Anvisa 81496190019 / CA 48626, COFEPRIS: 0107C2023 SSA, INVIMA 2017DM-0016873, ASTM D3577, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Normas de Calidad/Medioambientales	EN 556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Envasado	50 pairs per box; 4 boxes per carton/case; 200 pairs per carton/case
Fecha de Caducidad	3 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Aceleradores químicos de vulcanización	Dietilditiocarbamato de zinc (DECZ), Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ)

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	7	7.5	8	8.5	9
Código de producto	330200770	330200775	330200780	330200785	330200790

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

**América del Norte**  
 US Tel: 800 952 9916  
 CA Tel: 1-844-494-7854  
 Email: insidesalesus@ansell.com  
 Sandel USA Tel: 866 764 3327  
 Sandel email: sandel-cs@ansell.com

**Ansell Comercial Mexico**  
 Tel: +52 442 296 2050  
 Email: latam.medical@ansell.com  
**Ansell Brasil Ltda**  
 +55 (11) 3356-3100  
 Email:latam.medical@ansell.com  
**Ansell Colombia SAS**  
 Tel: +57 1 288 3247  
 Email: latam.medical@ansell.com

**Europa, Oriente Medio y África**  
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
 Email: info@ansell.eu  
**Asia Pacífico**  
 Tel: +603 8310 6688  
 Email: apac.medical@ansell.com

**India**  
 Tel: + 91 22 38124500  
 Email: info.india@ansell.com  
**Australia y Nueva Zelanda**  
 Tel: +61 3 9270 7270  
 Email: protection@ap.ansell.com  
**China**  
 Tel: +86(21) 3827 5005  
 Email: infochina@ansell.com