

# GAMMEX® PI Plus Glove-in-Glove™ System

C E R R A H İ E L D İ V E N L E R

**Tek seferde iki kat eldiven giyilmesini kolaylaştıran, iki poliizopren (PI) eldiven önceden iç içe geçirilmiş bulunan sentetik, çift kat eldiven kullanımı sistemi**

**BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI:**

- Önceden içi içe geçirilmiş eldivenler, giyme süresinin yarı yarıya kılmasını sağlar
- %50 daha az iç ambalaj malzemesi, çevre üzerindeki etkisinin azaltılmasına yardımcı olur
- Dış ve iç eldivenler, takma sonrasında ayar gereksinimini en aza indirmek için parmak uçlarına hizalanmıştır
- Dış eldivenin kolayca çıkarılabilmesi, intraoperatif eldiven değiştirmelerini kolaylaştırır
- Kullanıcı konforu için dış ve iç eldivenler aynı boyuttur
- Optimize alerjen profili sağlamak amacıyla, kimyasal Tip IV alerjilerine ve hassasiyetlere neden olduğu bilinen kimyasal hızlandırıcılar içermez



**Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir**

- Tüm ameliyatlar, özellikle yüksek riskli ortopedi, travma ve kardiyak prosedürleri
- Eldiven zedelenmelerinin kolayca belirlenmesi

**ÖNE ÇIKAN TEKNOLOJİLER**



**GAMMEX®  
Koruyan Yenilik**

Yenilikçilikten yola çıkarak GAMMEX® cerrahi eldivenleri, cerrahi topluluğun gelişen kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Eşsiz formülasyonlar ve en son teknolojiler, ergonomik rahatlık ve üstün koruma özellikleri ile dünyanın dört bir yanındaki sağlık çalışanları ellerine güveniyor.

# GAMMEX® PI Plus Glove-in-Glove™ System

CERRAHİ ELDİVENLER

## ÜRÜN BİLGİLERİ

Malzeme	PI (Poliizopren)
Pudra İçeriği	Pudrasız
Renk	Beyaz, Yeşil
Kalınlık	Standart
Manşet Stili	Kıvrımlı ve SureFit Technology
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu Parmaklar ve Avuçiçi
Eldiven İç Yüzeyi	DermaShield Teknolojisiyle polimer kaplamalı
Alerji Önleme	Lateks (Tip I)
Kavrama Düzeyi	Yüksek
Kemoterapi İlaçlarıyla Kullanım İçin Test Edilmiştir	Evet, ASTM D6978 uyarınca gerçekleştirilmiştir ve FDA onaylıdır
Deliklerden Özgürlük (Muayene seviyesi I)	0.65 AQL
Steril	Evet
Ürün Standartları	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Kalite / Çevre Standartları	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Ambalajlama	Her poşta 2 çift; Her kutuda 50 çift (25 poş); Her karton/kolide 4 kutu; Her koli/çantada 200 çift (100 poş)
Raf Ömrü	3 yıl
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	Ksantatlar, Çinko Dialkildiyokarbamat

## SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ürün Kodu	340082055	340082060	340082065	340082070	340082075	340082080	340082085	340082090

Sipariş vermek veya daha ayrıntılı bilgi edinmek için Ansell temsilcinizle görüşünüz.

**Kuzey Amerika**  
ABD Tel: 800 952 9916  
KA Tel: 1-844-494-7854  
E-posta: insidesalesus@ansell.com  
Sandel ABD Tel: 866 764 3327  
Sandel E-posta: sandel-cs@ansell.com

**Orta ve Güney Amerika**  
Tel: +52(442) 296 20 50  
E-posta: cslac@ansell.com  
**Brezilya**  
Tel: +55-11-3356-3100  
E-posta: luvas.medicas@ansell.com

**Avrupa, Ortadoğu ve Afrika**  
Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
E-posta: info@ansell.eu

**Asya Pasifik**  
Tel: +603 8310 6688  
E-posta: apac.medical@ansell.com

**Hindistan**  
Tel: +91 22 38124500  
E-posta: info.india@ansell.com  
**Avustralya ve Yeni Zelanda**  
Tel: +61 3 9270 7270  
E-posta: protection@ap.ansell.com  
**Çin**  
Tel: +86(21) 3827 5005  
E-posta: infochina@ansell.com