


## Yüksek riskli durumlarda 30% daha uzun, dirseğe kadar kişisel koruma sağlar

- **Genişletilmiş koruma:** MICROFLEX™ 93-244 nitril tıbbi muayene eldivenleri, yüksek riskli durumlar için %30 daha uzun, dirseğe kadar (390 mm uzunluğunda) kişisel koruma sağlar
- **Azaltılmış alerji riski:** Hızlandırıcılar olmadan üretilmiştir, kullanıcıların Tip IV cilt alerjilerinden korunmasına yardımcı olur
- **Kimyasal ve Kemo koruma:** Çok çeşitli sağlık hizmeti durumlarına uygulanabilen bu tek kullanımlık eldivenler, Sterilizasyon Departmanında yaygın olarak kullanılan kimyasallara ve kemoterapi ilaçlarına karşı test edilmiştir



### Sektörler

- Sağlık Hizmetleri

### Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Steril İşleme Bölümü
- Çapraz kontaminasyon riskinin önlenmesi
- Laboratuvar analizleri
- Merkezi Tedarik
- Biyolojik tehlikelere müdahale

## TEKNİK VERİLER TABLOSU

Ürün Bilgileri	
Malzeme	Nitril
Eldiven Dış Yüzeyi	Tamamen dokulu
Denetim Standartları	ISO 13485, ISO 9001
Ürün Sertifikasyonu	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, FDA 21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, UKCA, ASTM D6319, EN 1149-5
Ambalaja Genel Bakış	Kutu başına 100 eldiven Kasa başına 10 kutu Kasa başına 1000 eldiven
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Menşei Ülke	Malezya
Ürün Segmentasyonu	Yüksek Risk
Antistatik	Evet
Silikon İçermez	Evet
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	<ul style="list-style-type: none"><li>Hızlandırıcı kullanılmadan üretilmiştir</li></ul> <p><i>Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.</i></p>

## FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	Tipik Değerler		Test Metodu
Uzunluk (mm/inç)	390 / 15.4		EN 455-2, ASTM D6319
Delik İçermeme (Muayene seviyesi I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.13 mm / 5.1 mil		EN 455-2, ASTM D6319
Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.17 mm / 6.7 mil		EN 455-2, ASTM D6319
	<b>YAŞLANDIRMADAN ÖNCE</b>	<b>YAŞLANDIRMADAN SONRA</b>	
Kopma Noktasında Uzama (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Kopma kuvveti (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

## SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Ürün Kodu	93244060	93244070	93244080	93244090	93244100	93244110

### Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk



### Daha fazla bilgi için bizi [www.ansell.com](http://www.ansell.com) adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

#### Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center  
(Malezya) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Rusya

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanatlara, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcı için özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.